

## Сушилка для пробирок Stegler 5304ALG

Сантехнические принадлежности для лабораторий



### Ваша цена

Розница  
**8 417 руб.**

Оптовая цена  
**8 081 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Количество посадочных гнезд: 72

## Описание

### Сушилка для пробирок Stegler 5304ALG

Универсальная лабораторная сушилка Stegler 5304ALG подходит для сушки пробирок и колб. Вмещает до 72 единиц посуды. Оборудована двумя видами штырей: на верхних рядах диаметром 5,6 мм, в средних и нижних рядах — 15, 3 мм.

Выполнена из полипропилена, который устойчив к воздействию агрессивных химических растворителей, его легко мыть и можно чистить дезинфицирующими средствами.

Сушилку можно повесить на стену или поставить на стол.

## Характеристики

| Параметр:                   | Показатель:        |
|-----------------------------|--------------------|
| Бренд                       | Stegler            |
| Страна бренда               | Китай              |
| Тип                         | сушилка для посуды |
| Количество посадочных гнезд | 72                 |
| Габариты, мм                | 450×630×110        |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.