

Тележка-каталка Юнола БЮ-302-ПП

Тележки для перевозки больных



**Сделано
в России**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Тележка-каталка БЮ-302-ПП

Тележка-каталка для перевозки пациентов (ТКМПП) предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений. Тележка БЮ-302-ПП представляет собой неразборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, двухсекционного ложа и двух боковых ограждений.

- Каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием;
- Ложе из фанеры и обтянуто винил-кожей со вставкой из пенополиуретана толщиной 20 мм.
- Опускающиеся боковые ограждения из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием.

Регулировка высоты осуществляется с помощью гидропривода. Регулировка подголовника механическая, по пазам гребёнок. По боковым сторонам каркаса ложа установлены пластмассовые роликовые бамперы, диаметром 95 мм. Высота ложа может меняться от 550 до 910 мм. Угол наклона подголовника: до 45°.

Варианты установки тележки:

- на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 150 мм, с индивидуальным тормозом каждого колеса;
- на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 200 мм, с индивидуальным тормозом каждого колеса;
- на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 200 мм, с центральной тормозной системой.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2012/14219 от 05.02.2018.

Тележка поставляется в собранном виде в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешётке.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010009720.pdf

Максимальная нагрузка, кг	160
Вес, кг	52
Вес в упаковке, кг	57
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.