

Термостат СКТБ СПУ TCO-200 с охлаждением

Термостаты-инкубаторы

Арт. 1006



Ваша цена

Розница

299 161 руб.

Оптовая цена

293 961 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 200
- Диапазон температур, °C: +5...+60

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Термостат СКТБ TCO-200 СПУ с охлаждением

Термостат применяется для проведения бактериологических и серологических исследований, обеспечивая:

- Температуру в камере от 5 °C независимо от температуры окружающей среды.
- Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха.
- Установку и регулирование температуры от 5 до 60.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Цифровую индикацию текущей и установленной температуры.
- Поддержание в рабочей камере заданной температуры при кратковременных отключениях электропитания.
- Визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.

Преимущества

Преимущества TCO-200 СПУ с охлаждением

Термостат отличается:

- Малым энергопотреблением.
- Малым весом.
- Звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры.
- Простотой в эксплуатации.
- Высокой надёжностью в работе.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	1006
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	200
Размеры рабочей камеры, мм	465×676×646
Диапазон температур, °C	+5...+60
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1,5
Время нагрева, мин, не более	120
Габариты, мм	755×880×1235
Вес, кг	105
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.