

Товарные напольные весы Масса-К ТВ-S-200.2-A1

Платформенные весы



Ваша цена

Розница
20 500 руб.

Оптовая цена
16 790 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200
- Дискретность, г: 20/50
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 400
- Калибровка: внешняя

Описание

Товарные напольные весы Масса-К ТВ-S-200.2-A1

Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала, которые соединены между собой 5-метровым кабелем. Грузоприёмная платформа может быть размещена на полу или на столе. Терминал может быть размещён на столе или закреплён на стене. Крепление терминала входит в комплект поставки. Весы легко интегрируются с учётными, кассовыми программами и кассами. Возможна работа в счётном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;48166-13](#). Срок свидетельства: до 09.04.2023.

Дополнительные режимы работы:

- счётный режим (подсчёт количества штучного товара по весу);
- режим процентного взвешивания;
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами);
- подсчёт суммарной массы товара;
- дозаторный режим.

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т».

Подключение к учётным системам:

- передача веса в учётные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.;
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью «Приложения ЭВОТОР».

Подключаемое оборудование:

- дозатор.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Масса-К
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027078.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000027078.pdf
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	200
Дискретность, г	20/50
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	400
Калибровка	внешняя
Размер платформы, мм	520×395
Интерфейс	RS-232
Защита от пыли и влаги (IP)	IP54 (терминал) / IP67 (взвешивающий модуль)
Габариты, мм	520×395×95
Вес, кг	9.3
Вес в упаковке, кг	10.5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.