

# Центрифуга BioSan LMC-3000 с ротором R-6

Медицинские центрифуги

Арт. BS-010208-AAA/DK



• Размер центрифуги: настольная

• Макс. скорость вращения, об/мин: 3 000

• Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100



Под заказ

#### Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

### Центрифуга BioSan LMC-3000 с ротором R-6

LMC-3000 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Удобный ввод параметров центрифугирования (скорости и времени) и одновременное отображение на дисплее как установленных, так и реальных значений;

Безопасное проведение анализов: металлический защитный кожух и крышка корпуса, автоматическое отключение при дисбалансе, а также блокировка крышки во время работы центрифуги обеспечивают безопасную работу на всех скоростях.

## Преимущества

- Низкий уровень шума.
- Плавный пуск и остановка ротора.
- Выбор ротора.
- Преобразование об/мин в RCF (Relative Centrifugal Force).
- Выбор режима набора скорости (Slow, Normal, Fast), торможения (0, Slow, Normal, Fast) и возможность отключения принудительного торможения.
- Широкий выбор роторов.

#### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	BS-010208-AAA/DK
Бренд	BIOSAN
Страна бренда	Латвия
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	3 000



Шаг задания частоты вращения, об/мин	100
Диапазон задания времени работы, мин	199
Габариты, мм	420 × 495 × 235
Вес, кг	11.8
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1 100
Страна производства	Латвия

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.