

Центрифуга BioSan LMC-3000 с ротором R-6

Медицинские центрифуги

Арт. BS-010208-AAA/DK



- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2008/01792 от 29.12.2020

Описание

Центрифуга LMC-3000 BioSan с ротором R-6

LMC-3000 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Удобный ввод параметров центрифугирования (скорости и времени) и одновременное отображение на дисплее как установленных, так и реальных значений;

Безопасное проведение анализов: металлический защитный кожух и крышка корпуса, автоматическое отключение при дисбалансе, а также блокировка крышки во время работы центрифуги обеспечивают безопасную работу на всех скоростях.

Преимущества

Преимущества LMC-3000

- Низкий уровень шума.
- Плавный пуск и остановка ротора.
- Выбор ротора.
- Преобразование об/мин в RCF (Relative Centrifugal Force).
- Выбор режима набора скорости (Slow, Normal, Fast), торможения (0, Slow, Normal, Fast) и возможность отключения принудительного торможения.
- Широкий выбор роторов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	BS-010208-AAA/DK
Бренд	BIOSAN
Страна бренда	Латвия
Размер центрифуги	настольная

Макс. скорость вращения, об/мин	3000
---------------------------------	------

Шаг задания частоты вращения, об/мин	100
--------------------------------------	-----

Диапазон задания времени работы, мин	1...99
--------------------------------------	--------

Габариты, мм	420×495×235
--------------	-------------

Вес, кг	11.8
---------	------

Электропитание, В	230
-------------------	-----

Потребляемая мощность, Вт	1100
---------------------------	------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.