

## Медицинская центрифуга ELMI CM-50M

Медицинские центрифуги



### Ваша цена

Розница  
**127 460 руб.**

Оптовая цена  
**121 090 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15 000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100

## Описание

### Центрифуга ELMI CM-50M

Центрифуга CM-50M является уникальным прибором, который предназначен для объединения сразу двух, самых часто используемых функций: осаждения и перемешивания.

Свойства центрифуги:

- Замок безопасности крышки ротора.
- Автоматическое распознавание роторов.
- Пробирки практически не нагреваются даже при максимальной скорости.
- Двенадцать режимов вортекса.
- Пять режимов торможения.
- Одновременная работа со всеми пробирками в роторе.
- Идеально подходит для работы с малыми объемами.
- Ускоренное время подготовки образцов.
- Заменяет несколько приборов и тем самым экономит средства.

Поставляется в комплекте с двумя роторами: 50.01 и 50.02.

Ротор 50.01 – универсальный высокоскоростной ротор для пробирок объемом 0.2 – 2 мл. Оснащён запатентованной магнитной крышкой, обеспечивающей тишину и отсутствие нагрева.

- 5 режимов торможения.
- Скорость вращения ротора (дискретная): 1 000-15 000 об/мин.
- Гравитационное поле: 15 294 g.

Ротор 50.02 – это специально спроектированный универсальный ротор для пробирок объемом 0.2 – 2 мл. Позволяет выполнять как осаждение так и перемешивание.

- 12 режимов перемешивания.
- Скорость вращения ротора (дискретная): 1 000-12 000 об/мин.
- Гравитационное поле: 10 621 g.

## Преимущества

- Революционная система управления двигателем SkySpin (tm) повышает надежность, снижает шум и минимизирует нагрев. Не имеет аналогов в Мире на сегодняшний день.
- Инновационная система распознавания ротора.
- Система V-Spin(tm) последнего поколения позволяющая интенсивно перемешивать образцы на 12 режимах.
- Информативный дисплей с расширенными возможностями настроек прибора.
- Новейший трёх мерный цифровой датчик дисбаланса реагирует на любую нештатную ситуацию.

- Новый усиленный замок крышки.
- Усиленный металлический защитный кожух.
- Новая система крепления ротора для более удобной и быстрой смены роторов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ELMI
<b>Страна бренда</b>	Латвия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000032814.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000032814.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000032814.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000032814.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032814.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032814.pdf</a>
<b>Тип центрифуги</b>	с естественным охлаждением
<b>Макс. скорость вращения, об/мин</b>	15 000
<b>Шаг задания частоты вращения, об/мин</b>	100
<b>Диапазон задания времени работы, мин</b>	0,1...99
<b>Максимальный нагрев пробирок выше комнатной температуры, °C</b>	40
<b>Габариты, мм</b>	204 × 188 × 137
<b>Вес, кг</b>	2.7
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	120
<b>Страна производства</b>	Латвия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.