

Центрифуга Liston C2204

Медицинские центрифуги

Арт. С 2204



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 50

LISTON

Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/06507 от 22.08.2023

Описание

Лабораторная центрифуга Liston C2204

Доступная базовая низкоскоростная центрифуга для применения в медицинских, ветеринарных и других лабораториях с небольшим количеством проб. Скорость до 3000 об/мин, вместимость 12 пробирок. Надежный и неприхотливый прибор за разумную цену.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2009/06507.

Комплектация

- Сама центрифуга.
- Бакет-ротор на 12 мест по 15 мл в комплекте с адаптерами (15 шт).

Преимущества

Преимущества C2204

- Прочный и лёгкий металлический корпус.
- Устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги.
- Надёжный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель европейского производства.
- Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и оптическим датчиком скорости.
- Плавный разгон и торможение.
- Четыре режима скорости - 1000, 1500, 2000, 3000 об/мин.
- Таймер.
- Автоматическая блокировка запуска центрифуги при открытой крышке и автоматическое торможение при открытии крышки во время работы.
- Низкий уровень шума.
- Низкая цена и отличное соотношение цена/качество.
- Возможность быстрой поставки адаптеров и запасных частей со склада производителя.
- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

С 2204

Бренд	Листон
Страна бренда	Россия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	3000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	50
Диапазон задания времени работы, мин	1...99
Габариты, мм	440×510×220
Вес, кг	16
Вес в упаковке, кг	20
Габариты в упаковке, см	52×56×30
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	1700
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.