

Центрифуга ручная Hettich HANDZENTRIFUGE без ротора

Медицинские центрифуги




Под заказ

Описание

Ручная центрифуга Hettich HANDZENTRIFUGE

Hettich HANDZENTRIFUGE – универсальная ручная центрифуга, работающая без электропитания. Модель крепится к любой горизонтальной поверхности и предназначена для ручного разделения жидких образцов в условиях, где нет доступа к электричеству. Благодаря самосмазывающемуся передаточному механизму устройство не требует технического обслуживания и обеспечивает плавный ход при вращении.

Центрифуга оснащена приводным валом, кривошипно-шатунным механизмом и надёжным зажимом, что гарантирует стабильную работу при достижении скорости до 3 000 об/мин. Компактная конструкция позволяет легко переносить устройство, а удобное крепление обеспечивает устойчивость в процессе использования. Модель поставляется без ротора.

HANDZENTRIFUGE – практичное решение для лабораторий, клиник, полевых условий и ветеринарных центров, где требуется автономная работа оборудования без подключения к сети.

Особенности

- Работа без подключения к электросети.
- Самосмазывающийся редуктор, не требующий обслуживания.
- Плавный ход механизма при достижении скорости до 3 000 об/мин.
- Лёгкость и компактность, удобна для транспортировки.
- Простота эксплуатации, подходит для опытных пользователей и новичков.
- Минимальные требования к техническому обслуживанию.
- Надёжное крепление к рабочему столу или другой поверхности.
- Занимает минимум рабочего пространства.
- Поставляется без ротора.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|-------------------|--|
| Артикул | 1011 |
| Источник питания | Не требуется (ручной привод) |
| Скорость вращения | до 3 000 об/мин |
| Тип редуктора | Самосмазывающийся |
| Тип установки | Настольная, с фиксацией на поверхности |
| Комплектация | Без ротора |

Преимущества

- Не требует электропитания – полностью механический привод, позволяющий использовать центрифугу в полевых условиях и при сбоях электросети.
- Самосмазывающийся редуктор обеспечивает плавный ход и долговечную работу без технического

обслуживания.

- Простая и надёжная конструкция из высококачественных материалов гарантирует стабильную работу и устойчивость прибора.
- Лёгкий запуск вращения и оптимальные механические пропорции позволяют быстро достичь скорости до 3 000 об/мин.
- Компактный размер и небольшой вес делают прибор удобным для транспортировки и использования в любых условиях.
- Может устанавливаться на любую горизонтальную поверхность с помощью прочного зажима.
- Не требует сложной настройки и специальной подготовки персонала для эксплуатации.
- Практически бесшумная работа благодаря точной механике и качественной сборке.
- Подходит для использования в медицинских, ветеринарных и клинико-диагностических лабораториях.
- Центрифуга поставляется без ротора, что позволяет выбрать оптимальный тип под конкретные задачи.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------|---|
| Бренд | Hettich |
| Страна бренда | Германия |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010014533.pdf |
| Габариты, мм | 140 × 175 × 285 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Страна производства | Германия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.