

Учебный рефрактометр «Компакт»

Лабораторные рефрактометры



Ваша цена

Розница
33 150 руб.

Оптовая цена
29 835 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Содержание сахарозы, % Brix: 0-95
- Показатель преломления nD: 1,3000-1,7000
- Материал корпуса: металл

Описание

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<h3>Учебный рефрактометр «Компакт»</h3>
</div>
</div>
<div class="content__col">
<div class="content-area">
```

```
<p>Рефрактометр «Компакт» является аналогом рефрактометра ИРФ-454Б2. Им измеряют
показатели преломления n<sub>D</sub> и средней дисперсии n<sub>F</sub> - n<sub>C</sub>
неагрессивных жидких и твердых сред, а также определяют процентное содержания сухих веществ в
растворах по шкале Брикса &#40;сахарозы&#41;.</p>
<p>Диапазон измерений показателя преломления n<sub>D</sub> составляет от 1,3000 до 1,7000
±0,0001 со сходимостью 0,00005, диапазон показаний массовой доли сахарозы в растворе от 0 до 95
&#37; Brix ±0,05&#37;.</p>
<p> Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений по средней дисперсии
n<sub>F</sub> - n<sub>C</sub> составляет 0,00015.</p>
<p>Наработка на отказ не менее 10 000 часов.</p>
<p>Лучшие условия для эксплуатации прибора: температура от 18 до 20 °C и относительная
влажность не более 80 &#37;.</p>
</div>
</div>
</div>
```

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Фабрика «НВ-Групп»
Страна бренда	Россия
Содержание сахарозы, % Brix	0-95
Точность измерения, ±% Brix	0,05
Показатель преломления nD	1,3000-1,7000

Материал корпуса	металл
Габариты, мм	200x80x240
Вес, кг	2.6

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.