

## Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-5н

Тележки внутрикорпусные



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-5н

Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-5н предназначена для компактного размещения медицинских изделий, инструментов и расходных материалов, а также для их удобного перемещения внутри отделений лечебно-профилактических учреждений и других медицинских организаций.

Каркас тележки изготовлен из металла с прочным порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Конструкция рассчитана на ежедневную интенсивную эксплуатацию и сохраняет эксплуатационные характеристики даже при частой санитарной обработке.

Тележка оснащена тремя съёмными самофиксирующимися поддонами из нержавеющей стали. Материал поддонов обеспечивает высокий уровень гигиены и позволяет сохранять стерильность перевозимых медицинских изделий. Верхний поддон имеет бортики высотой 70 мм, два нижних – по 30 мм, что снижает риск падения инструментов во время транспортировки и проведения медицинских манипуляций.

Передвижение осуществляется с помощью четырёх независимых колёс с резиновым ободом, два из которых оснащены тормозами с жёсткой фиксацией. Эргономичная ручка обеспечивает удобное управление тележкой, а грузоподъёмность до 40 кг позволяет перевозить большое количество медицинских изделий при собственной массе конструкции всего 12 кг.

### Особенности

- Металлический каркас с порошковым покрытием.
- Покрытие устойчиво к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Три легкосъёмных самофиксирующихся поддона из нержавеющей стали.
- Поддоны допускают обработку любыми дезинфицирующими средствами.
- Материал поддонов способствует поддержанию высокого уровня гигиены.
- Высота бортиков верхнего поддона – 70 мм.
- Высота бортиков двух нижних поддонов – 30 мм.
- Бортики предотвращают падение инструментов во время транспортировки.
- Четыре независимых колеса диаметром 75 мм с резиновым ободом.
- Два колеса оснащены тормозами с жёсткой фиксацией.
- Эргономичная ручка для удобного перемещения.
- Расстояние между поддонами составляет 300 мм.
- Грузоподъёмность до 40 кг при собственной массе 12 кг.
- Манёвренная конструкция для ежедневной эксплуатации в медицинских учреждениях.

### Комплект поставки

- Каркас тележки ТМп-КРОНТ-5н.
- Полка-поддон – 3 шт.
- Колёса – 4 шт.
- Паспорт изделия.

### Технические характеристики

| Характеристика   | Значение |
|------------------|----------|
| Количество колёс | 4 шт.    |

|                                                 |                    |  |
|-------------------------------------------------|--------------------|--|
| Диаметр колёс                                   | 75 мм              |  |
| Отражатели                                      | 4 шт., пластиковые |  |
| Количество полок-поддонов                       | 3 шт.              |  |
| Материал поддонов                               | Нержавеющая сталь  |  |
| Внутренние размеры верхнего поддона (Д × Ш × Г) | 430 × 350 × 70 мм  |  |
| Внутренние размеры нижних поддонов (Д × Ш × Г)  | 430 × 350 × 30 мм  |  |
| Высота бортика верхнего поддона                 | 70 мм              |  |
| Высота бортиков нижних поддонов                 | 30 мм              |  |
| Расстояние между поддонами                      | 300 мм             |  |
| Грузоподъёмность                                | 40 кг              |  |
| Обработка дезинфицирующими средствами           | Да                 |  |
| Гарантия                                        | 2 года             |  |
| Срок службы                                     | 5 лет              |  |

## Преимущества

- Компактное размещение медицинских изделий, инструментов и расходных материалов.
- Металлический каркас с прочным порошковым покрытием, устойчивым к частой дезинфекции.
- Три съёмных самофиксирующихся поддона из нержавеющей стали.
- Поддоны устойчивы к обработке любыми дезинфицирующими средствами.
- Материал поддонов способствует поддержанию высокого уровня гигиены при эксплуатации.
- Высокие бортики верхнего поддона предотвращают падение инструментов и медицинских изделий во время транспортировки.
- Два нижних поддона с бортиками обеспечивают безопасное размещение инструментов и расходных материалов.
- Четыре независимых колеса диаметром 75 мм обеспечивают плавное и манёвренное перемещение.
- Два колеса оснащены тормозами с жёсткой фиксацией для безопасной стоянки тележки.
- Эргономичная ручка облегчает перемещение даже при полной загрузке.
- Три уровня размещения позволяют рационально организовать рабочее пространство.
- Расстояние между поддонами 300 мм удобно для размещения медицинских изделий различной высоты.
- Грузоподъёмность до 40 кг при собственной массе всего 12 кг.
- Надёжная конструкция рассчитана на ежедневную эксплуатацию в медицинских учреждениях.
- Подходит для транспортировки различных видов медицинских изделий внутри отделений и клиник.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд               | КРОНТ                                                                                                         |
| Страна бренда       | Россия                                                                                                        |
| Отрасли             | Здравоохранение                                                                                               |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038835.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038835.pdf</a> |
| Габариты, мм        | 640×470×970                                                                                                   |
| Вес, кг             | 12                                                                                                            |
| Страна производства | Россия                                                                                                        |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем

информацию по мере получения её от производителей.