

Устройство обогрева новорожденного Аксион УОН-03Ф с функцией фототерапии

Неонатальное оборудование



Ваша цена

Розница
245 830 руб.

Оптовая цена
235 755 руб.

AXION
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
С 1970 ГОДА

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Устройство обогрева новорождённого Аксион УОН-03Ф с функцией фототерапии

УОН-03Ф – современное решение для поддержания теплового баланса и проведения фототерапии у новорождённых.

Устройство сочетает в себе функции обогрева и лечения гипербилирубинемии с помощью фототерапии, что делает его незаменимым в отделениях патологии новорождённых, реанимации, роддомах и неонатологических клиниках.

Модель УОН-03Ф обеспечивает стабильное и равномерное инфракрасное тепло, поддерживая необходимую температуру тела ребёнка в критически важные первые часы жизни. Интегрированная система фототерапии эффективно снижает уровень билирубина в крови, позволяя сократить продолжительность пребывания ребёнка под лампами и уменьшить риск осложнений.

Устройство оснащено сенсорной панелью управления, системой автоматического контроля температуры, звуковой сигнализацией и регулируемым световым потоком фототерапии. Эргономичная конструкция позволяет удобно разместить малыша и обеспечить легкий доступ для медицинского персонала.

УОН-03Ф от АКСИОН отличается надёжностью, простотой в эксплуатации и высоким уровнем безопасности, соответствия современным стандартам медицинской техники.

Преимущества

- Два режима в одном устройстве: обогрев и фототерапия – экономия пространства и удобство применения.
- Инфракрасный обогреватель обеспечивает мягкое и равномерное тепло без пересушивания кожи новорождённого.
- Фототерапевтический блок снижает уровень билирубина и эффективно борется с желтушкой новорождённых.
- Сенсорная панель управления с интуитивным интерфейсом облегчает настройку параметров.
- Автоматический контроль температуры тела младенца с системой тревожных сигналов при отклонениях.
- Регулируемая интенсивность света для индивидуального подхода к терапии.
- Эргономичная конструкция для свободного доступа медицинского персонала.
- Соответствие требованиям Минздрава РФ и европейским стандартам безопасности.
- Надёжность и простота в эксплуатации – оптимально для круглосуточного использования в неонатологии.
- Производство в России – гарантийная и сервисная поддержка от АКСИОН.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Питание	от сети
Диапазон температуры нагрева, °C	от +30 до +38
Габариты, мм	770×1150×1950
Вес, кг	70
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	850
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.