

Узкий шкаф для газового баллона НВ-400 ШБ

Мебель для хранения



Ваша цена

Розница
3 100 руб.

Оптовая цена
2 604 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для газовых баллонов
- Ширина столешницы, мм: 400
- Материал столешницы: ламинат

Описание

Узкий шкаф для газового баллона НВ-400 ШБ

НВ-400 ШБ – это небольшой односекционный шкаф для одного газового баллона. Его ширина 400 мм.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Шкаф оборудован одной полкой и специальным цепным креплением для баллона.

Габариты шкафа в собранном виде: 400×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

По предварительному заказу в шкаф можно встроить замок или оборудовать его выдвижными ящиками.

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Серия	НВ
Тип	шкаф для газовых баллонов
Ширина столешницы, мм	400
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	400×460×1820

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.