

## Узкий шкаф для одежды НВ-400 ШО

Мебель для хранения



### Ваша цена

Розница  
**11 183 руб.**

Оптовая цена  
**10 736 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для одежды
- Ширина столешницы, мм: 400
- Материал столешницы: ламинат

## Описание

### Узкий шкаф для одежды НВ-400 ШО

НВ-400 ШО – это небольшой односекционный шкаф для одежды. Его ширина 400 мм.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Шкаф оборудован двумя полками: для шапок и обуви. Есть штанга для одежды.

Габариты шкафа в собранном виде: 400×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

По предварительному заказу в шкаф можно встроить замок или оборудовать его выдвижными ящиками.

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027420.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027420.pdf</a>
Серия	НВ
Тип	шкаф для одежды
Ширина столешницы, мм	400
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	400×460×1820

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.