

# Вакуум-аспирационный гинекологический отсасыватель Аксион ОГ-10/90-01

Аспираторы (отсасыватели)



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 138 958 руб. 133 263 руб.** 

АЖІОР медицинская техника с 1970 года

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

## Вакуум-аспирационный гинекологический отсасыватель Аксион ОГ-10/90-01

Аппарат Аксион ОГ-10/90-01 предназначен для проведения гинекологических манипуляций, включая вакуумную аспирацию и эвакуацию содержимого полости матки. Устройство формирует стабильное регулируемое разрежение и обеспечивает быстрое достижение необходимого уровня вакуума, что критически важно для качественного и безопасного проведения процедур.

Отсасыватель отличается компактными размерами, простотой эксплуатации и высокой надёжностью. Оснащён многоразовыми гинекологическими наконечниками различных диаметров, что позволяет подобрать оптимальный инструмент под индивидуальные особенности пациентки. Быстрая готовность к работе (не более 1 минуты), высокая производительность по воздуху и наличие индикатора уровня вакуума делают устройство удобным для использования в клиниках, амбулаториях и гинекологических кабинетах.

Благодаря высокой эффективности и эргономичности, аппарат Аксион ОГ-10/90-01 широко применяется в акушерско-гинекологической практике, включая проведение малых хирургических вмешательств и диагностических процедур.

## Технические характеристики

Параметр Значение	
Производительность по воздуху, л/мин, не менее 25	
Устанавливаемое разрежение, кПа / атм от -10 до -90 / от -0,1 до -0,9	
Время достижения максимального разрежения, с, не более 15	
Регулировка уровня вакуума, Па от -10 до -90 с индикацией уровня разреже	ния
Время установления рабочего режима, мин, не более 1	
Продолжительность непрерывной работы, мин не более 5 с перерывом не мо	енее 15
Ёмкость банки-сборника, л 1	
Длина трубки для связи с пациентом, м, не менее 1,5	
Многоразовые гинекологические наконечники диаметром, мм четырёх типор Ø6, Ø8, Ø10, Ø12	азмеров –

# Преимущества

- Возможность значительно снизить риск кровопотери благодаря высокой производительности (до 25 л/мин) и скорости достижения вакуума.
- Автоматическое поддержание заданного уровня разрежения для стабильного и контролируемого вмешательства.
- ullet Управление с помощью кнопок на панели и дистанционной ножной педали удобно для



гинекологических манипуляций без отрыва от процедуры.

- Система защиты от переполнения: автоматический контроль заполнения банки-сборника предотвращает попадание жидкости в насос.
- Сменные бактериальные фильтры очищают выбрасываемый воздух, повышая санитарно-гигиеническую безопасность.
- Встроенная банка-ловушка препятствует попаданию жидкости в вакуумную систему продлевает срок службы аппарата.
- Комплект многоразовых наконечников (Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 мм) индивидуальный подход к каждой пациентке.
- ullet Компактная конструкция с удобной ручкой для переноски подходит для использования в амбулаторных условиях.
- Опциональная рабочая тележка мобильность и эргономика в операционной или процедурном кабинете.
- Дополнительные расходные материалы по запросу: до 4 банок-сборников, 4 банок-ловушек и 16 стаканов экономия и гибкость при эксплуатации.
- Соответствие требованиям Минздрава РФ регистрация в реестре медицинской техники.
- Российское производство доступность обслуживания и поставок, выгодная цена без переплат за импорт.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Габариты, мм	400 × 230 × 280
Вес, кг	15
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	280
Страна производства	Россия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.