

Вакуум-аспирационный гинекологический отсасыватель Аксион ОГ-10/90-01

Аспираторы (отсасыватели)

Ваша цена

Розница
152 866 руб.

Оптовая цена
146 601 руб.

AXION
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
 С 1970 ГОДА

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

Описание

Вакуум-аспирационный гинекологический отсасыватель Аксион ОГ-10/90-01

Аппарат Аксион ОГ-10/90-01 предназначен для проведения гинекологических манипуляций, включая вакуумную аспирацию и эвакуацию содержимого полости матки. Устройство формирует стабильное регулируемое разрежение и обеспечивает быстрое достижение необходимого уровня вакуума, что критически важно для качественного и безопасного проведения процедур.

Отсасыватель отличается компактными размерами, простотой эксплуатации и высокой надёжностью. Оснащён многоразовыми гинекологическими наконечниками различных диаметров, что позволяет подобрать оптимальный инструмент под индивидуальные особенности пациентки. Быстрая готовность к работе (не более 1 минуты), высокая производительность по воздуху и наличие индикатора уровня вакуума делают устройство удобным для использования в клиниках, амбулаториях и гинекологических кабинетах.

Благодаря высокой эффективности и эргономичности, аппарат Аксион ОГ-10/90-01 широко применяется в акушерско-гинекологической практике, включая проведение малых хирургических вмешательств и диагностических процедур.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---|--|
| Производительность по воздуху, л/мин, не менее | 25 |
| Устанавливаемое разрежение, кПа / атм | от -10 до -90 / от -0,1 до -0,9 |
| Время достижения максимального разрежения, с, не более | 15 |
| Регулировка уровня вакуума, Па | от -10 до -90 с индикацией уровня разрежения |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 |
| Продолжительность непрерывной работы, мин | не более 5 с перерывом не менее 15 |
| Ёмкость банки-сборника, л | 1 |
| Длина трубки для связи с пациентом, м, не менее | 1,5 |
| Многоразовые гинекологические наконечники диаметром, мм | четырёх типоразмеров – Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 |

Преимущества

- Возможность значительно снизить риск кровопотери благодаря высокой производительности (до 25 л/мин) и скорости достижения вакуума.
- Автоматическое поддержание заданного уровня разрежения для стабильного и контролируемого вмешательства.
- Управление с помощью кнопок на панели и дистанционной ножной педали — удобно для гинекологических манипуляций без отрыва от процедуры.
- Система защиты от переполнения: автоматический контроль заполнения банки-сборника предотвращает попадание жидкости в насос.

- Сменные бактериальные фильтры — очищают выбрасываемый воздух, повышая санитарно-гигиеническую безопасность.
- Встроенная банка-ловушка препятствует попаданию жидкости в вакуумную систему — продлевает срок службы аппарата.
- Комплект многоразовых наконечников (Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 мм) — индивидуальный подход к каждой пациентке.
- Компактная конструкция с удобной ручкой для переноски — подходит для использования в амбулаторных условиях.
- Опциональная рабочая тележка — мобильность и эргономика в операционной или процедурном кабинете.
- Дополнительные расходные материалы по запросу: до 4 банок-сборников, 4 банок-ловушек и 16 стаканов — экономия и гибкость при эксплуатации.
- Соответствие требованиям Минздрава РФ — регистрация в реестре медицинской техники.
- Российское производство — доступность обслуживания и поставок, выгодная цена без переплат за импорт.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|----------------------------------|---|
| Бренд | Аксион |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031218.pdf |
| Габариты, мм | 400 × 230 × 280 |
| Вес, кг | 15 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 280 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.