

Видеоэндоскопическая система Aohua AQ-200

Видеоэндоскопические системы



Ваша цена

Розница Оптовая цена 2 894 600 руб. 2 460 410 руб.

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Видеоэндоскопическая система Aohua AQ-200

Усовершенствованная универсальная видеоэндоскопическая система с разрешением Full HD, оснащённая множеством эксклюзивных функций.

Система AQ-200 является результатом объединения 30-летнего опыта в области гибкой эндоскопии и эксклюзивных инновационных технологий. AQ-200 это система премиум-класса, функционал и гибкость которой помогут удовлетворить потребности вне зависимости от выполняемой процедуры или вмешательства. AQ-200 поможет во время любого эндоскопического исследования или вмешательства каждый день.

- Изображение формата Full HD эндоскопы оснащены 2-мегапиксельной CMOS-матрицей и обеспечивают впечатляющее разрешение формата Full HD, предоставляя Вам детальное и кристально чистое изображение.
- Три режима оптической хромоэндоскопии технология оптического окрашивания (СВІ) обеспечивает наилучший баланс между освещением, цветовым контрастом сосудов и структурой слизистой оболочки. Этот инструмент поможет в выявлении онкологии на ранних стадиях, а также других опухолевых и воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта.
- Режим двойного дисплея возможность вывода изображения в белом свете и изображения оптической хромоэндоскопии на один экран, помогает лучше увидеть различия, отображаемые в режиме СВІ, и ускоряет процесс освоения технологии. Используя эту функцию, возможно сократить время обучения и избежать необходимости переключаться между различными режимами освещения.
- Лазерная передача данных и беспроводной источник питания высокоскоростная лазерная передача сигнала (до 8 ГБ/с) обеспечивает синхронизацию изображений в реальном времени и повышает эффективность передачи сигнала без потерь в процессе эндоскопических или оперативных вмешательств. Благодаря отсутствию металлических контактов, беспроводной источник питания гарантирует долговременное стабильное соединение и герметичность коннектора эндоскопа.
- Водонепроницаемость и подключение одним движением водонепроницаемый коннектор эндоскопа, подсоединяемый одним движением, обеспечивает удобство для персонала и безопасность устройства.
- Превосходная маневренность и регулируемая жесткость эндоскопов новая эргономика рукоятки и 4 программируемые кнопки помогают снизить утомляемость и уменьшить дискомфорт. Жёсткость видеоколоноскопа можно регулировать с помощью регулировочного кольца, учитывая различные сегменты кишки с учётом анатомических особенностей пациента.

Эндоскопы серии FHD с системой Colo Smart Assist

- Синхронизация передачи усилия эффективно передаёт поступательные и вращательные силы на дистальный конец видеоколоноскопа.
- Регулируемая жёсткость мягкость видеоколоноскопа можно регулировать с помощью регулировочного кольца, учитывая различные сегменты кишки с учётом анатомических особенностей пациента.
- Эластичное изгибание снижает необходимость манипуляций с эндоскопом и повышает комфорт пациента.



• Эргономичная рукоятка – сниженный вес, настраиваемые кнопки и противоскользящее покрытие обеспечивают дополнительный комфорт при использовании.

Параметр Значение		
Формат разрешения		
Full HD 1920 × 1080 пикс / 60 Гц (2K)		
Источник света 3 светодиода (LED) либо 300 Вт Ксенон		
Хромоэндоскопия 3 оптических режима (CBI) + цифровой режим (HbE		
Настройка яркости Автоматическая / Ручная		
Усиление изображения Структура / Край / Цвет		
IRIS Пик / Среднее / Авто		
Хранилище данных USB		
Режим двойного дисплея наличие		
Сохранение настроек пользователя RFID-карта		

Преимущества

Видеоэндоскопическая система Aohua AQ-200 предлагает ряд технологических и эpгономических преимуществ, обеспечивающих высокую точность диагностики и комфорт врача во время процедур:

- Высокое разрешение изображения позволяет точно визуализировать слизистые оболочки и минимальные патологические изменения.
- Технология цифровой обработки изображения улучшает контрастность, чёткость и цветопередачу в peaльном времени.
- Функция интеллектуального усиления изображения поддержка диагностики при слабой визуализации или скрытых участках.
- Совместимость с гибкими эндоскопами Aohua широкий выбор гастроскопов и колоноскопов.
- Интуитивный интерфейс управления удобная навигация и настройка параметров без отвлечения от процедуры.
- Компактный эргономичный дизайн экономия пространства и yдобство интеграции в эндоскопический кабинет.
- Функция записи и coxpанения изображений и видео документирование и анализ исследований.
- Надёжная система освещения яркая и pавномерная подсветка для работы в cложных условиях.
- Быстрый запуск и & nbspминимальное время подготовки повышает эффективность рабочего процесса.
- Поддержка интерфейсов USB и HDMI легко подключается к мониторам, принтерам и внешним накопителям.

Система Aohua AQ-200 является оптимальным решением для клиник и медицинских центров, стремящихся к высокому качеству эндоскопической диагностики и yдобству эксплуатации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Aohua Endoscopy
Страна бренда	Китай



Отрасли	Здравоохранение
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.