

# Видеогастроскоп Aohua FHD-GT200J

Видеоэндоскопы



Ваша цена

Розница **1 746 600 руб.**  Оптовая цена 1 484 610 руб. В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

### Видеогастроскоп Aohua FHD-GT200J

Высококачественное и высокотехнологичное передовое медицинское оборудование, предназначенное для проведения эндоскопических исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для диагностики и лечения заболеваний пищеварительного тракта. Модель оснащена видеокамерой с разрешением Full HD, что обеспечивает максимально точное, чёткое и детализированное изображение. Гибкая и тонкая вставка позволяет проводить процедуры с минимальным дискомфортом для пациента. Поддерживает расширенные функции записи и передачи данных, делая его незаменимым инструментом для современных эндоскопических кабинетов

Дистальный конец видеогастроскопа имеет диаметр 10,5 мм и изгибается в 4 стороны.

- Разрешение Full HD, что гарантирует точную визуализацию исследуемых областей.
- Эргономичный дизайн для удобства врача во время проведения процедур.
- Гибкость и прочность трубки, которая позволяет проводить манипуляции даже в труднодоступных местах.
- Совместимость с различными типами эндоскопических систем и мониторов, а также с различными аксессуарами и инструментами.
- Множество вспомогательных функций для диагностических и терапевтических процедур.
- Высокая надёжность и долговечность оборудования.
- Отличается простотой использования.

Изгиб дистального конца, градусы:

Технические характеристики

Параметр Значение

Способ введения

через рот (перорально)

Совместимость с видеопроцессорами AQ-200

Источник света светодиодный (LED)

Длина, мм:
- рабочей (вводимой) части;
- общая

1 050;
1 350



| - | вверх |
|---|-------|
| _ | вниз. |

- вправо;

- влево

210;

90; 100:

100

#### Диаметр, мм:

- рабочего (инструментального, биопсийного) канала;

- вводимой трубки (дистального конца)

Ø2,8; Ø10,5

Угол поля обзора. градусы 145 Глубина резкости, мм от 3 до 100

Дополнительный канал для промывки (forwardwater-jet)

наличие

# Преимущества

Aohua FHD-GT200J предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для гастроэнтерологических исследований:

- Высокая точность диагностики благодаря Full HD видеокамере, медицинские специалисты могут получить детализированное изображение слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, что существенно улучшает качество диагностики и лечения.
- Удобство в эксплуатации интуитивно понятные элементы управления и эргономичная конструкция делают прибор удобным для ежедневного использования, сокращая время на подготовку и проведение процедур.
- Безопасность и надежность высокие стандарты качества, соблюдаемые при производстве данного гастроскопа, обеспечивают его долгосрочную эксплуатацию и надёжность в любых клинических условиях.

Является эффективным решением для проведения гастроэнтерологических исследований, объединяющим передовые технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:     |
|---------------------|-----------------|
| Бренд               | Aohua Endoscopy |
| Страна бренда       | Китай           |
| Отрасли             | Здравоохранение |
| Страна производства | Китай           |

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.