

Видеогастроскоп Aohua VGT-Q30J

Видеоэндоскопы



Ваша цена

Розница
1 131 600 руб.

Оптовая цена
961 860 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Видеогастроскоп Aohua VGT-Q30J

Высококачественное и высокотехнологичное передовое медицинское оборудование, предназначенное для проведения эндоскопических исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для диагностики и лечения заболеваний пищеварительного тракта. Модель оснащена видеокамерой с разрешением Full HD, что обеспечивает максимально точное, чёткое и детализированное изображение. Гибкая и тонкая вставка позволяет проводить процедуры с минимальным дискомфортом для пациента. Поддерживает расширенные функции записи и передачи данных, делая его незаменимым инструментом для современных эндоскопических кабинетов.

Дистальный конец видеогастроскопа имеет диаметр 9,6 мм и изгибается в 4 стороны.

- Разрешение Full HD, что гарантирует точную визуализацию исследуемых областей.
- Эргономичный дизайн для удобства врача во время проведения процедур.
- Гибкость и прочность трубки, которая позволяет проводить манипуляции даже в труднодоступных местах.
- Совместимость с различными типами эндоскопических систем и мониторов, а также с различными аксессуарами и инструментами.
- Множество вспомогательных функций для диагностических и терапевтических процедур.
- Высокая надёжность и долговечность оборудования.
- Отличается простотой использования.

Параметр	Значение
----------	----------

Способ введения

через рот (перорально)

Совместимость с видеопроцессорами	AQ-110
Источник света	светодиодный (LED)

Длина, мм:

- рабочей (вводимой) части;
- общая

1 050;
 1 350

Изгиб дистального конца, градусы:

- вверх;
- вниз;
- вправо;
- влево

210;
90;
100;
100

Диаметр, мм:

- рабочего (инструментального, биопсийного) канала;
- вводимой трубки (дистального конца)

Ø2,8;
Ø9,6

Угол поля обзора, градусы	140
Глубина резкости, мм	от 3 до 100
Дополнительный канал для промывки (forwardwater-jet)	наличие

Преимущества

Aohua VGT-Q30J предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для гастроэнтерологических исследований:

- Высокая точность диагностики – благодаря Full HD видеокамере, медицинские специалисты могут получить детализированное изображение слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, что существенно улучшает качество диагностики и лечения.
- Удобство в эксплуатации – интуитивно понятные элементы управления и эргономичная конструкция делают прибор удобным для ежедневного использования, сокращая время на подготовку и проведение процедур.
- Безопасность и надежность – высокие стандарты качества, соблюдаемые при производстве данного гастроскопа, обеспечивают его долгосрочную эксплуатацию и надёжность в любых клинических условиях.

Является эффективным решением для проведения гастроэнтерологических исследований, объединяющим передовые технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Aohua Endoscopy
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033150.pdf
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.