

Видеогастроскоп Aohua VGT-Q30J

Видеоэндоскопы



Ваша цена

Розница **1 131 600 руб.** Оптовая цена 961 860 руб. В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Видеогастроскоп Aohua VGT-Q30J

Высококачественное и высокотехнологичное передовое медицинское оборудование, предназначенное для проведения эндоскопических исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для диагностики и лечения заболеваний пищеварительного тракта. Модель оснащена видеокамерой с разрешением Full HD, что обеспечивает максимально точное, чёткое и детализированное изображение. Гибкая и тонкая вставка позволяет проводить процедуры с минимальным дискомфортом для пациента. Поддерживает расширенные функции записи и передачи данных, делая его незаменимым инструментом для современных эндоскопических кабинетов.

Дистальный конец видеогастроскопа имеет диаметр 9,6 мм и изгибается в 4 стороны.

- Разрешение Full HD, что гарантирует точную визуализацию исследуемых областей.
- Эргономичный дизайн для удобства врача во время проведения процедур.
- Гибкость и прочность трубки, которая позволяет проводить манипуляции даже в труднодоступных местах.
- Совместимость с различными типами эндоскопических систем и мониторов, а также с различными аксессуарами и инструментами.
- Множество вспомогательных функций для диагностических и терапевтических процедур.
- Высокая надёжность и долговечность оборудования.
- Отличается простотой использования.

Параметр	Значение		
Способ введения			
через рот (перорально)			
		-	
Совместимо	сть с видеопроцессорами	_AQ-110	
Источник се	ета светодиодный (LED)		
Длина, мм: - рабочей (вводимой) части; - общая			
1 050; 1 350			

Изгиб дистального конца, градусы:

- вверх;
- вниз;



- вправо;	
- влево	
210;	
90;	
100;	
•	
100	
Диаметр, мм: - рабочего (инструменталі - вводимой трубки (дистал Ø2,8; Ø9,6	ьного, биопсийного) канала; пьного конца)
Угол поля обзора, градусы	140
Глубина резиссти, мм	от 3 по 100

Дополнительный канал для промывки (forwardwater-jet) наличие

Преимущества

Aohua VGT-Q30J предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для гастроэнтерологических исследований:

- Высокая точность диагностики благодаря Full HD видеокамере, медицинские специалисты могут получить детализированное изображение слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, что существенно улучшает качество диагностики и лечения.
- Удобство в эксплуатации интуитивно понятные элементы управления и эргономичная конструкция делают прибор удобным для ежедневного использования, сокращая время на подготовку и проведение процедур.
- Безопасность и надежность высокие стандарты качества, соблюдаемые при производстве данного гастроскопа, обеспечивают его долгосрочную эксплуатацию и надёжность в любых клинических условиях.

Является эффективным решением для проведения гастроэнтерологических исследований, объединяющим передовые технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Aohua Endoscopy
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.