

## Видеогастроскоп Sonoscape EG-550

Видеоэндоскопы



**SonoScape**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Видеогастроскоп Sonoscape EG-550

Видеогастроскоп Sonoscape EG-550 – гибкий видеоэндоскоп для проведения диагностических и лечебных вмешательств в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Модель обеспечивает детальную визуализацию слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при выполнении гастроскопии. Эндоскоп полностью интегрирован в [Видеоэндоскопическую систему SonoScape HD-550](#), что позволяет выполнять высококачественную визуализацию, управлять подачей воздуха и воды, а также обеспечивать точное позиционирование инструмента во время диагностических и терапевтических процедур.

Эндоскоп оснащён высокочувствительной матрицей, системой подачи воздуха и воды, дополнительным водяным каналом, а также инструментальным каналом для выполнения биопсии и эндоскопических манипуляций. Конструкция предусматривает герметичный корпус, устойчивость к многоразовой обработке и дезинфекции высокого уровня, а также эргономичную рукоятку управления.

#### Особенности

- Высокое разрешение изображения.
- Угол обзора 140° для детальной визуализации слизистой оболочки.
- Глубина резкости от 3 до 100 мм.
- Дополнительный водяной канал для эффективной очистки поля зрения.
- Четырёхнаправляемая система изгиба дистального конца.
- Полная герметичность конструкции.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип эндоскопа	Видеоэндоскоп
Назначение	Гастроскоп
Область исследования	Верхние отделы ЖКТ
Длина вводимой части	1 050 мм
Диаметр изгибаемой части	9,3 мм
Диаметр инструментального канала	2,8 мм
Углы отклонения изгибаемой части	U210°, D90°, L/R100°

### Преимущества

- Высокое качество изображения при работе с эндоскопическими процессорами.
- Детальная визуализация слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ.
- Эргономичная рукоятка для удобного проведения исследований.
- Полная герметичность конструкции для защиты внутренних компонентов.
- Дополнительный водяной канал обеспечивает чистоту поля зрения во время манипуляций.

- Четырёхнаправляемая система изгиба дистального конца для манёвренности в анатомически сложных участках.
- Совместимость с эндоскопическими стойками SonoScape упрощает интеграцию оборудования в кабинет эндоскопии.
- Устойчивость к многоразовой обработке и дезинфекции высокого уровня.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	SonoScape
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038676.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038676.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038676.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038676.pdf</a>
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.