

Видеоколоноскоп Aohua VCC-Q30JL

Видеоэндоскопы



Ваша цена

Розница **1 336 600 руб.**

Оптовая цена 1 136 110 руб. В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Видеоколоноскоп Aohua VCC-Q30JL

Высококачественное и высокотехнологичное передовое медицинское оборудование, предназначенное для проведения эндоскопических исследований толстого кишечника, для диагностики и лечения заболеваний пищеварительного тракта. Модель оснащена видеокамерой с разрешением Full HD, что обеспечивает максимально точное, чёткое и детализированное изображение. Гибкая и тонкая вставка позволяет проводить процедуры с минимальным дискомфортом для пациента. Поддерживает расширенные функции записи и передачи данных, делая его незаменимым инструментом для современных эндоскопических кабинетов.

Дистальный конец видеогастроскопа имеет диаметр 12,8 мм и изгибается в 4 стороны.

- Разрешение Full HD, что гарантирует точную визуализацию исследуемых областей.
- Эргономичный дизайн для удобства врача во время проведения процедур.
- Гибкость и прочность трубки, которая позволяет проводить манипуляции даже в труднодоступных местах.
- Совместимость с различными типами эндоскопических систем и мониторов, а также с различными аксессуарами и инструментами.
- Множество вспомогательных функций для диагностических и терапевтических процедур.
- Высокая надёжность и долговечность оборудования.
- Отличается простотой использования.

	_		
Параметр Значение			
	-		
Способ введения			
ректальное введение (перанально)			
Совместимость с видеопроцессорами	AQ-110		
Источник света светодиодный (LED)	_		
Длина, мм: - рабочей (вводимой) части; - общая			
1650; 1950			
	•		

Изгиб дистального конца, градусы:

- вверх;
- вниз;
- вправо;
- влево



180; 180; 160; 160				
Диаметр, мм: - рабочего (инструментального, биопсийного) канала; - вводимой трубки (дистального конца)				
Ø3,7; Ø12,8				
Угол поля обзора, градусы	140			
Глубина резкости, мм	от 3 до 100			

Дополнительный канал для промывки (forwardwater-jet)

Преимущества

VCC-Q30JL предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для гастроэнтерологических, проктологических и колопроктологических исследований:

наличие

- Высокая точность диагностики благодаря Full HD видеокамере, медицинские специалисты могут получить детализированное изображение толстого кишечника, что существенно улучшает качество диагностики и лечения.
- Удобство в эксплуатации интуитивно понятные элементы управления и эргономичная конструкция делают прибор удобным для ежедневного использования, сокращая время на подготовку и проведение процедур.
- Безопасность и надежность высокие стандарты качества, соблюдаемые при производстве данного гастроскопа, обеспечивают его долгосрочную эксплуатацию и надёжность в любых клинических условиях.

Является эффективным решением для проведения гастроэнтерологических, проктологических и колопроктологических исследований, объединяющим передовые технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Aohua Endoscopy
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.