

## Видеоколоноскоп Aohua VCC-Q30JL

Видеоэндоскопы



### Ваша цена

Розница  
**1 053 956 руб.**

Оптовая цена  
**1 024 679 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Видеоколоноскоп Aohua VCC-Q30JL

Высококачественное и высокотехнологичное передовое медицинское оборудование, предназначенное для проведения эндоскопических исследований толстого кишечника, для диагностики и лечения заболеваний пищеварительного тракта. Модель оснащена видеокамерой с разрешением Full HD, что обеспечивает максимально точное, чёткое и детализированное изображение. Гибкая и тонкая вставка позволяет проводить процедуры с минимальным дискомфортом для пациента. Поддерживает расширенные функции записи и передачи данных, делая его незаменимым инструментом для современных эндоскопических кабинетов.

Дистальный конец видеогастроскопа имеет диаметр 12,8 мм и изгибается в 4 стороны.

- Разрешение Full HD, что гарантирует точную визуализацию исследуемых областей.
- Эргономичный дизайн для удобства врача во время проведения процедур.
- Гибкость и прочность трубки, которая позволяет проводить манипуляции даже в труднодоступных местах.
- Совместимость с различными типами эндоскопических систем и мониторов, а также с различными аксессуарами и инструментами.
- Множество вспомогательных функций для диагностических и терапевтических процедур.
- Высокая надёжность и долговечность оборудования.
- Отличается простотой использования.

Параметр	Значение
Способ введения	ректальное введение (перанально)
Совместимость с видеопроцессорами	AQ-110
Источник света	светодиодный (LED)

Длина, мм:

- рабочей (вводимой) части;
- общая

1650;  
 1950

Изгиб дистального конца, градусы:

- вверх;
- вниз;
- вправо;
- влево

180;

180;  
160;  
160

Диаметр, мм:

- рабочего (инструментального, биопсийного) канала;
- вводимой трубки (дистального конца)

Ø3,7;  
Ø12,8

Угол поля обзора, градусы	140
Глубина резкости, мм	от 3 до 100

Дополнительный канал для промывки (forwardwater-jet)      наличие

## Преимущества

VCC-Q30JL предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для гастроэнтерологических, проктологических и колопроктологических исследований:

- Высокая точность диагностики – благодаря Full HD видеокамере, медицинские специалисты могут получить детализированное изображение толстого кишечника, что существенно улучшает качество диагностики и лечения.
- Удобство в эксплуатации – интуитивно понятные элементы управления и эргономичная конструкция делают прибор удобным для ежедневного использования, сокращая время на подготовку и проведение процедур.
- Безопасность и надежность – высокие стандарты качества, соблюдаемые при производстве данного гастроскопа, обеспечивают его долгосрочную эксплуатацию и надёжность в любых клинических условиях.

Является эффективным решением для проведения гастроэнтерологических, проктологических и колопроктологических исследований, объединяющим передовые технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Aohua Endoscopy
<b>Страна бренда</b>	Китай
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033152.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033152.pdf</a>

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.