

## Видеоколоноскоп Aohua FHD-CL200JL

Видеоэндоскопы



Ваша цена

Розница Оптовая цена 1 836 800 руб. 1 561 280 руб.

В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

## Видеогастроскоп Aohua FHD-GT200JL

Aohua FHD-GT200JL — современный видеогастроскоп, предназначенный для высокоточной диагностики заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Он сочетает в себе Full HD-визуализацию, эргономику и высокую клиническую надёжность, что делает его незаменимым инструментом в гастроэнтерологии.

Данная модель обеспечивает чёткую детализацию слизистой оболочки благодаря высокому разрешению и широкому углу обзора. Гибкая вводимая часть и оптимальные параметры изгиба обеспечивают высокую манёвренность и комфорт как для врача, так и для пациента.

- Full HD-визуализация с высоким уровнем детализации.
- $\bullet$  Диаметр дистального конца всего 10,5 мм для комфортного введения.
- Инструментальный канал Ø2,8 мм для выполнения диагностических и терапевтических манипуляций.
- Угол обзора 145° и глубина резкости от 3 до 100 мм.
- Четырёхсторонний изгиб дистального конца  $-210^\circ$  вверх,  $90^\circ$  вниз,  $100^\circ$  вправо и влево.
- Наличие дополнительного канала подачи воды (Forward Water Jet).
- Совместимость с видеопроцессором Aohua AQ-200 и LED-источником света.
- Простота подключения, лёгкость в очистке и дезинфекции.

#### Технические характеристики

	Параметр	Значение	
	Способ введения	через рот (перорал	іьно)
	Совместимость с і	AQ-200	
	Источник света	светодиодный (LED)	
– рабоч – общая 1 350	Длина, мм: ей (вводимой) част я 1 050;	и;	
Изгиб дистального конца, °:			
<ul><li>вверх</li><li>вниз;</li><li>вправ</li><li>влево</li><li>90;</li><li>100;</li></ul>	•		
100,			
•	Диаметр, мм: ументального кана. мой трубки	ла; Ø2,8;	
	Угол поля обзора,	° 145	



Глубина резкости, мм от 3 до 100

Дополнительный канал промывки (Forward Water Jet)

наличие

# Преимущества

FHD-CL200JL предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для гастроэнтерологических, проктологических и колопроктологических исследований:

- Высокая точность диагностики благодаря Full HD видеокамере, медицинские специалисты могут получить детализированное изображение толстого кишечника, что существенно улучшает качество диагностики и лечения.
- Удобство в эксплуатации интуитивно понятные элементы управления и эргономичная конструкция делают прибор удобным для ежедневного использования, сокращая время на подготовку и проведение процедур.
- Безопасность и надежность высокие стандарты качества, соблюдаемые при производстве данного гастроскопа, обеспечивают его долгосрочную эксплуатацию и надёжность в любых клинических условиях.

Является эффективным решением для проведения гастроэнтерологических, проктологических и колопроктологических исследований, объединяющим передовые технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Aohua Endoscopy
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.