

## Внутрибольничная 2-х ярусная тележка ТБ-01-КРОНТ-1

Тележки внутрикорпусные



### Ваша цена

Розница  
**10 443 руб.**

Оптовая цена  
**10 056 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Внутрибольничная 2-х ярусная тележка ТБ-01-КРОНТ-1

Тележка ТБ-01-КРОНТ-1 предназначена для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий внутри лечебных учреждений. Обеспечивает компактное размещение материалов, может использоваться для установки контейнеров для дезинфекции и стерилизации КДС-«КРОНТ», а также для раздачи пищи в стационаре.

Конструкция выполнена из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием, устойчива к воздействию дезинфицирующих средств. Тележка оборудована двумя ярусами съёмных полимерных поддонов белого цвета, которые легко обрабатываются и удобны в эксплуатации. Для безопасного перемещения установлены поворотные колёсные опоры диаметром 100 мм, два из которых оснащены тормозами, и пластиковые амортизирующие отражатели.

### Особенности

- Рамная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием.
- Два цельнолитых поддона из ударопрочного полимерного материала.
- Лёгкосъёмные и самофиксирующиеся поддоны для удобства санитарной обработки.
- Совместимость с контейнерами КДС-«КРОНТ».
- Поворотные колёсные опоры Ø100 мм, два с тормозами.
- Пластиковые амортизирующие отражатели.
- Возможность обработки всеми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество поддонов	2
Цвет поддонов	Белый
Рабочая поверхность поддонов	770 × 400 × 13 мм ± 20 мм
Расстояние между поддонами	540 ± 30 мм
Грузоподъёмность	до 50 кг (равномерно распределённая нагрузка)
Диаметр колёс	100 мм
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок	2 года

## Преимущества

Тележки ТБ-01-КРОНТ-1 обладают рядом преимуществ, которые делают их незаменимыми для использования в медицинских учреждениях при транспортировке медикаментов, перевязочных

материалов и других медицинских изделий:

- Прочная рамная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием – обеспечивает долговечность и устойчивость тележки.
- Два цельнолитых поддона из ударопрочного полимера – удобны в эксплуатации и лёгки в санитарной обработке.
- Съёмные и самофиксирующиеся поддоны – позволяют быстро проводить дезинфекцию и менять комплектность при необходимости.
- Поворотные колёсные опоры Ø100 мм, два с тормозами – обеспечивают маневренность и безопасность при передвижении.
- Пластиковые амортизирующие отражатели – защищают тележку и стены от повреждений при транспортировке.
- Совместимость с контейнерами КДС-«КРОНТ» – расширяет функциональность тележки для стерилизации и раздачи пищи.
- Возможность обработки любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами – соответствует санитарным нормам РФ.
- Компактные габариты – удобны для размещения в помещениях с ограниченным пространством.
- Лёгкий вес (не более 15 кг) – обеспечивает удобство перемещения и транспортировки внутри больницы.
- Срок службы 5 лет и гарантия 2 года – подтверждают надёжность и долговечность конструкции.

Тележки ТБ-01-КРОНТ-1 являются эффективным решением для организации транспортировки материалов и оборудования в клинической практике, сочетая безопасность, удобство и долговечность.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Габариты, мм</b>	925 × 525 × 980
<b>Вес, кг</b>	15
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	1 020 × 170 × 500
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.