

### Водяная баня с магнитной мешалкой BioSan WB-4MS

Водяные бани



Товар участвует в акциях:

• Популярное



Наличие регистрационного удостоверения

Array

Под заказ

### Описание

### Водяная баня с магнитной мешалкой BioSan WB-4MS

BioSan WB-4MS — термостатирующая водяная баня с встроенной магнитной мешалкой, предназначенная для проведения химических, фармацевтических, медицинских и биологических исследований. Модель обеспечивает высокую точность поддержания температуры до  $\pm$ 0,1 °C и равномерное распределение тепла в ванне, благодаря работе встроенной магнитной мешалки с диапазоном оборотов 250 – 1000 об/мин.

Простота обслуживания, бесшумная работа, минимальные габариты и современный дизайн позволяют широко использовать термостат в практике лабораторий и медицинских учреждений.

## Особенности

- Повышенная стабилизация температуры до ±0,1 °C.
- Встроенная магнитная мешалка с регулируемой скоростью 250 1000 об/мин.
- Бесшумная работа и компактные размеры.
- Ванна из нержавеющей стали объёмом 4 л.
- Цифровая установка температуры и скорости перемешивания.
- ЖК-дисплей для контроля параметров.
- Независимый таймер с диапазоном от 1 мин до 96 ч.
- Современный эргономичный дизайн корпуса.

## Технические характеристики

Характеристи	ка Значени	2		
Диапазон установки температуры 25 °C – +100 °C				
Диапазон регулирования температуры 5 °C выше комн. t° – +100 °				
Шаг установки температуры 0,1 °C				
Стабильность	гемпературы	±0,1 °C	_	
Равномерност	Равномерность распределения температуры ±0,1 °C			
Диапазон регу	Диапазон регулировки оборотов мешалки			/мин
Независимый таймер 1 мин – 96 ч				
Объём ванны	4 л			
Дисплей	ЖК		_	

## Преимущества

- Высокая точность поддержания температуры до  $\pm 0.1$  °C обеспечивает стабильные условия экспериментов.
- Встроенная магнитная мешалка с регулируемой скоростью 250 1000 об/мин позволяет равномерно перемешивать растворы.



- Бесшумная работа и минимальные габариты облегчают использование в лабораторных помещениях.
- Ванна из нержавеющей стали объёмом 4 л устойчива к коррозии и легко очищается.
- Цифровая установка температуры и скорости перемешивания с ЖК-дисплеем повышает удобство эксплуатации.
- Независимый таймер с диапазоном от 1 мин до 96 ч позволяет планировать длительные эксперименты.
- Современный эргономичный дизайн корпуса упрощает установку и обслуживание прибора.
- Высокая стабильность температуры и равномерность распределения тепла обеспечивают точность экспериментальных результатов.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:		
Бренд	BIOSAN		
Страна бренда	Латвия		
Тип бани	водяная		
Особенности	с магнитной мешалкой		
Диапазон температур, °С	25100		
Точность поддержания температуры, ±°C	0,1		
Дискретность установки температуры, °С	0,1		
Объём, л	4		
Внутренние размеры, мм	235×135×110		
Таймер	от 1 мин до 96 ч или непрерывно		
Габариты, мм	340 × 270 × 250		
Вес, кг	3.4		
Электропитание, В	220		
Потребляемая мощность, Вт	600		
Страна производства	Латвия		

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.