

## Медицинский вортекс BioSan V-1 plus

Медицинские встряхиватели



Товар участвует в акциях:

• Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array



Под заказ

#### Области применения:

• Здравоохранение

#### Описание

### Bopтекс BioSan V-1 plus

BioSan V-1 plus — компактный и надёжный вортекс, предназначенный для перемешивания растворов и суспензий клеток в пробирках объёмом 0,2 до 50 мл. Принцип работы прибора основан на действии виброэксцентрика на пробирку, что обеспечивает эффективное и равномерное смешивание содержимого.

Устройство работает в двух режимах: непрерывном и импульсном, при котором перемешивание активируется нажатием основания пробирки на головку вортекса. Прибор разработан для персонального использования в биотехнологических и биомедицинских лабораториях и зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ.

#### Особенности

- Виброэксцентричный метод перемешивания для пробирок объёмом 0,2 до 50 мл.
- Два режима работы: непрерывный и импульсный.
- Компактные размеры и устойчивость на поверхности.
- Надёжная конструкция для длительной эксплуатации.
- Разработка для персонального использования в лабораториях.
- Быстрый старт и минимальное время разгона.

#### Технические характеристики

Характерис	тика Зн	ачение		
Метод перемешивания Виброэксц		сцентри	1ЧНЫЙ	
Диапазон р	– 3 000 об/мин			
Время разг	она <1 о	3		
Максимальное время непрерывной работы				24 ч
Объём про	5ирки 0	,2 до 50 мл		
— Максимальный объём перемешивания				30 мл
Орбита	4 мм			

#### Преимущества

- Компактность и портативность, удобство размещения на рабочей поверхности лаборатории.
- Эффективное перемешивание пробирок объёмом 0,2 до 50 мл за счёт виброэксцентрика.
- Два режима работы: непрерывный и импульсный для различных лабораторных задач.
- Устойчивый корпус обеспечивает надёжное и безопасное использование.
- Быстрый старт и минимальное время разгона <1 с.
- Максимальное время непрерывной работы до 24 ч, подходит для длительных экспериментов.
- Простое управление и интуитивно понятная эксплуатация.
- Подходит для персонального использования в биотехнологических и биомедицинских лабораториях.



- Максимальный объём перемешивания до 30 мл с орбитой 4 мм обеспечивает равномерное смешивание.
- ullet Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ, соответствует требованиям лабораторной безопасности.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	BIOSAN
Страна бренда	Латвия
Отрасли	Для исследований крови
Габариты, мм	90 × 150 × 80
Вес, кг	0.8
Электропитание, В	220, через адаптер 12
Потребляемая мощность, Вт	12
Страна производства	Латвия

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.