

## Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-10

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3010



### Ваша цена

Розница

**43 150 руб.**

Оптовая цена

**35 599 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °С: 50...200

## Описание

### Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-10

Воздушный стерилизатор с принудительной конвекцией СКТБ СПУ ГП-10 – компактная модель, предназначенная для стерилизации сухим горячим воздухом изделий из термостойких материалов: хирургических инструментов, стеклянной посуды, лабораторных принадлежностей и других медицинских изделий. Может использоваться также для дезинфекции и сушки, а при необходимости – в качестве сушильного шкафа.

Стерилизация сухим теплом при 180 °С – признанный метод обеззараживания изделий из металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и других неорганических материалов. Принудительная конвекция обеспечивает равномерное распределение температуры во всём объёме камеры и сокращает время выхода на рабочий режим.

Модель оснащена автоматическим управлением циклами, цифровой индикацией температуры и времени, ночным режимом, а также системой защиты от перегрева. Удобна в эксплуатации, отличается низким энергопотреблением и надёжностью.

### Особенности

- Принудительная конвекция для равномерного прогрева
- Быстрый выход на рабочий режим
- Автоматическая регулировка и контроль температуры
- Ночной режим (запуск программы в заданное время)
- Система защиты от перегрева
- Цифровая индикация температуры и времени
- Компактные габариты и малый вес
- Энергоэффективность и надёжность

### Стерилизатор обеспечивает

- Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха
- Установку и регулирование температуры режима
- Автоматический отсчёт и индикация заданных временных интервалов
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере
- Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим)
- Задание скорости нагрева: 2 °С/мин., 5 °С/мин., 7 °С/мин.
- Цифровая индикация текущей и заданной температуры

### Технические характеристики

| Характеристика  | Значение         |
|-----------------|------------------|
| Объём камеры    | 10 л             |
| Режимы работы   |                  |
| Стерилизация I  | 180 °С / 60 мин  |
| Стерилизация II | 160 °С / 150 мин |

|   |                               |                 |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Дезинфекция   | 120 °С / 45 мин               |                 |
| Сушка   | 50 – 200 °С / 1 – 999 мин     |                 |
| Время нагрева до 180 °С (загруженный / незагруженный) |                               | 30 мин / 20 мин |
| Макс. время непрерывной работы                        | 16 ч                          |                 |
| Количество полок                                      | 2 (дополнительно – по заказу) |                 |
| Уровень шума  | не более 67 дБ                |                 |

## Преимущества

- Принудительная конвекция обеспечивает равномерное распределение температуры в рабочей камере.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление – экономичное использование в ежедневной работе.
- Небольшой вес и компактные габариты для удобного размещения.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева для дополнительной безопасности.
- Возможность использования в качестве сушильного шкафа.

Стерилизатор СКТБ СПУ ГП–10 предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки медицинского инструмента, лабораторной посуды и принадлежностей в лечебно–профилактических, стоматологических, ветеринарных и лабораторных учреждениях. Подходит для применения в кабинетах с ограниченным пространством благодаря своей компактности.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:   |
|---|---|
| Артикул                                 | 3010  |
| Бренд                                   | Смоленское СКТБ СПУ   |
| Страна бренда                           | Россия  |
| Отрасли                                 | Для отделения стерилизации  |
| Ссылка на документы                     | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010002522.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010002522.pdf</a> |
| Объём рабочей камеры, л                 | 10  |
| Размеры рабочей камеры, мм              | 208 × 225 × 280   |
| Диапазон температур, °С                 | 50...200  |
| Отклонение температуры от заданной, ±°С | 3   |
| Время нагрева, мин, не более            | 20 для незагруженного, 30 для загруженного  |
| Габариты, мм                            | 447 × 455 × 406   |
| Вес, кг                                 | 18.5  |
| Вес в упаковке, кг                      | 21  |
| Габариты в упаковке, мм                 | 480 × 470 × 430   |
| Электропитание, В                       | 220   |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Потребляемая мощность, Вт | 900    |
| Страна производства       | Россия |

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.