

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1200 КГ

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница
64 384 руб.

Оптовая цена
61 806 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВ-1200 КГ

Теолаб ШВ-1200 КГ – компактный однорамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки, предназначенный для работы с химическими, биологическими и медицинскими материалами в лабораториях различного профиля. Столешница устойчива к высоким температурам, концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям, а специальный алюминиевый бортик защищает от проливаний.

Рабочая зона закрывается одной подъёмной рамой с противовесом. Шкаф оборудован двумя зонами вытяжки – купол вытяжного бокса и уровень столешницы, диаметр фланца для подключения к вентиляции составляет 150 мм. Освещение обеспечивается светодиодной лампой с выключателем справа на корпусе, рядом с двумя розетками, одна из которых с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт.

Основание шкафа выполнено на цельносварном металлическом каркасе с порошковой окраской. Боковые панели из ЛДСП толщиной 16 мм с прочной ПВХ-кромкой 2 мм. Ножки регулируются по высоте от 0 до 2 см, что позволяет устанавливать шкаф даже на неровном полу.

Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к кислотам, щелочам и высоким температурам.
- Компактные габариты для небольших помещений.
- Защитный алюминиевый бортик высотой 5 мм от проливаний.
- Две зоны вытяжки с возможностью подключения к вентиляции.
- Светодиодное освещение рабочей зоны.
- Две розетки, одна с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт.
- Регулируемые ножки для установки на неровном полу.
- Цельносварной металлический каркас с порошковой окраской.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Столешница	Керамогранитная плитка
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В)	1 165 × 615 × 1 070 мм
Высота шкафа с полностью поднятым стеклом	2 470 мм
Диаметр фланца для подключения к вентиляции	150 мм
Розетки	2 (одна с заземлением)

Преимущества

Вытяжные шкафы Теолаб ШВ-1200 КГ предлагают множество преимуществ, которые делают их удобным и надёжным решением для лабораторий различного профиля:

- Столешница из керамогранитной плитки – практичное и долговечное решение для химических, биологических и медицинских лабораторий, устойчивое к кислотам, щелочам, органическим растворителям и высоким температурам.
- Бюджетное решение – сочетает доступную стоимость с надёжностью и долговечностью конструкции.
- Компактные габариты – оптимальны для небольших помещений и лабораторных кабинетов.
- Удобная рабочая высота 850 мм – позволяет комфортно работать сидя или стоя.
- Защитный алюминиевый бортик 5 мм – предотвращает проливания и повреждение пола.
- Две зоны вытяжки – купол и уровень столешницы обеспечивают эффективное удаление вредных испарений.
- Светодиодное освещение рабочей зоны – равномерное и экономичное.
- Две розетки, одна с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт – удобство подключения оборудования.
- Регулируемые ножки 0 – 2 см – позволяют установить шкаф на неровном полу.
- Цельносварной металлический каркас с порошковой окраской – прочность и долговечность конструкции.
- Однорамная подъёмная стеклянная дверь с противовесом – удобный доступ к рабочей зоне.

ШВ-1200 КГ является эффективным решением для лабораторий, обеспечивая безопасность, удобство эксплуатации и надёжность на долгие годы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	1 205 × 703 × 1 960
Потребляемая мощность, Вт	не более 7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.