

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1500 КГ

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница
74 900 руб.

Оптовая цена
71 904 руб.



В наличии

НДС не облагается

Описание

Вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВ-1500 КГ

Теолаб ШВ-1500 КГ — компактный однорамный вытяжной шкаф с рабочей поверхностью из керамогранитной плитки. Предназначен для защиты персонала и рабочего пространства при работе с токсичными, летучими и агрессивными веществами в лабораториях различного профиля. Столешница устойчива к воздействию кислот, щелочей, органических растворителей и высоких температур, а также оснащена алюминиевым бортиком для предотвращения проливов.

Рабочая зона оснащена подъёмной рамой с противовесом, светодиодным освещением и двумя розетками (одна с заземлением), что обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации. Шкаф выполнен на прочном цельносварном металлическом каркасе с регулируемыми ножками и боковыми панелями из ЛДСП, окантованными ПВХ-кромкой.

Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки устойчива к реактивам и нагреву.
- Алюминиевый бортик высотой 5 мм защищает от проливаний.
- Рабочая зона с подъёмной рамой и противовесом.
- Светодиодное освещение в комплекте.
- Две розетки (одна с заземлением), нагрузка до 1,5 кВт.
- Регулируемые по высоте ножки (0–20 мм).
- Цельносварной металлический каркас с порошковой окраской.
- Высота рабочей поверхности 85 см — удобно для работы сидя и стоя.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размер рабочей зоны (Ш × Г × В)	1465 × 615 × 1070 мм
Высота шкафа с поднятым стеклом	2470 мм
Столешница	Керамогранитная плитка
Высота рабочей поверхности	850 мм
Диаметр фланца подключения	150 мм
Розетки	2 (одна с заземлением), нагрузка до 1,5 кВт

Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1500 КГ обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным решением для современных лабораторий:

- Столешница из керамогранитной плитки — устойчива к высоким температурам, воздействию кислот, щелочей и растворителей.
- Специальный бортик высотой 5 мм предотвращает проливание жидкостей и защищает рабочую

поверхность.

- Компактные габариты — подходят для небольших лабораторных помещений.
- Высота рабочей поверхности 85 см — удобно работать как сидя, так и стоя.
- Две зоны вытяжки (купол и уровень столешницы) обеспечивают эффективное удаление вредных веществ.
- Светодиодное освещение рабочей зоны — комфортная работа в любое время суток.
- Наличие двух розеток (одна с заземлением) для подключения оборудования, нагрузка до 1,5 кВт.
- Прочное основание из цельносварного металлического каркаса с порошковой окраской.
- Регулируемые ножки — устойчивое расположение шкафа даже на неровном полу.
- Бюджетное и надёжное решение для лабораторий с разными направлениями деятельности.

Шкаф Теолаб ШВ-1500 КГ сочетает практичность, долговечность и эргономичность, обеспечивая безопасные условия для работы с химическими и биологическими веществами.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010028111.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028111.pdf
Габариты, мм	1 505 × 703 × 1 960
Потребляемая мощность, Вт	не более 7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.