

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 Л

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница

48 261 руб.

Оптовая цена

46 330 руб.



В наличии

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Вытяжной шкаф со столешницей из ЛДСП Теолаб ШВ-900 Л

Теолаб ШВ-900 Л – компактный однорамный вытяжной шкаф серии «Стандарт» шириной 900 мм со столешницей из ламинированной ДСП. Предназначен для проведения лабораторных работ с токсичными и летучими веществами, растворителями и другими реагентами, требующими организации надёжной вытяжки. Оптимальное решение для учебных и производственных лабораторий с ограниченным пространством.

Рабочая зона шкафа закрывается подъёмной рамой с противовесом. Вытяжка осуществляется через две зоны – купол вытяжного бокса и уровень столешницы. Оснащён светодиодной лампой (входит в комплектацию), выключатель расположен с правой стороны корпуса. Для подключения к системе вентиляции предусмотрен фланец диаметром 150 мм.

Столешница из ЛДСП влагостойкая, устойчива к кратковременному воздействию кислот, щелочей и органических растворителей, но не предназначена для длительного контакта с агрессивными средами или сильного нагрева. Каркас шкафа цельносварной, металлический, с порошковым покрытием. Задняя панель выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм, окантована ПВХ-кромкой 2 мм. Ножки регулируются по высоте до 2 см, что удобно при установке на неровном полу.

Особенности

- Бюджетное решение для учебных и производственных лабораторий.
- Компактные размеры – подходит для небольших помещений.
- Удобная работа сидя или стоя: высота рабочей поверхности 85 см.
- Регулируемые ножки для устойчивости на неровном полу.
- Светодиодное освещение рабочей зоны (в комплекте).

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Столешница	Ламинированная ДСП
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В), мм	865 × 615 × 1 070
Высота шкафа с поднятым стеклом, мм	2 470
Диаметр фланца для подключения к вентиляции, мм	150

Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 Л предлагает ряд преимуществ, которые делают его удобным и функциональным решением для лабораторий:

- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.

- Компактные размеры – подходит для небольших помещений.
- Удобная работа сидя или стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см.
- Столешница из ламинированной ДСП – влагостойкая и устойчивая к кратковременному воздействию кислот, щелочей и органических растворителей.
- Регулируемые ножки позволяют установить шкаф даже на неровном полу.
- Две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы для эффективного удаления вредных испарений.
- Светодиодное освещение рабочей зоны (входит в комплект) обеспечивает комфортную видимость при работе с материалами.
- Цельносварной металлический каркас с порошковым покрытием гарантирует долговечность конструкции.
- Задняя панель из ЛДСП толщиной 16 мм с окантовкой ПВХ 2 мм повышает устойчивость к механическим повреждениям.

Шкаф Теолаб ШВ-900 Л является надёжным и практичным решением для проведения лабораторных работ с химическими, биологическими и медицинскими материалами.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

KOPCA

Страна бренда

Россия

Габариты, мм

905 × 703 × 1 960

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.