

## Двухрамный вытяжной шкаф Теолаб ШВд-1500 КГ-С

Вытяжные шкафы



### Ваша цена

Розница  
**85 550 руб.**

Оптовая цена  
**82 128 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки и с сантехникой Теолаб ШВд-1500 КГ-С

ШВд-1500 КГ-С – двухрамный вытяжной шкаф с рабочей столешницей из керамогранитной плитки, оснащённый латунным краном с антикоррозионным покрытием и небольшой встроенной раковиной из полипропилена диаметром 135 мм и глубиной 110 мм. Предназначен для безопасной работы с токсичными и вредными летучими веществами, чистыми материалами, при растворении или разложении под температурной обработкой и для проведения лабораторного анализа проб.

Шкаф обеспечивает стабильное удаление вредных паров и аэрозолей, эргономичное размещение оборудования и удобство работы сидя или стоя благодаря высоте рабочей поверхности от пола 85 см. Подходит для лабораторий широкого профиля: учебных, научно-исследовательских, медицинских, центров контроля качества, предприятий пищевой и лёгкой промышленности, а также кабинетов химии школ.

### Особенности

- Двухрамная конструкция с подъёмными рамами и противовесом.
- Столешница из керамогранитной плитки – влагостойкая и термостойкая, устойчива к большинству кислот, щелочей и органических растворителей.
- Специальный алюминиевый бортик высотой 5 мм для защиты от проливаний.
- Небольшая встроенная раковина-слив из полипропилена и латунный кран с антикоррозионным покрытием.
- Две зоны вытяжки: купол бокса и уровень столешницы.
- Светодиодное освещение рабочей зоны с выключателем справа на корпусе.
- Две розетки, одна из которых с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт, степень защиты IP20.
- Цельносварной металлический каркас основания с порошковой окраской и регулируемые ножки (0 – 20 мм).
- Боковые панели из ЛДСП толщиной 16 мм с прочной ПВХ-кромкой 2 мм.
- Высокая надёжность и долговечность конструкции, удобство для небольших помещений.

### Сантехника

Небольшая раковина-слив выполнена из полипропилена, устойчивого к агрессивным химическим веществам. Её диаметр составляет 135 мм, глубина 110 мм.

Кран для холодной воды изготовлен из латуни с эпоксидно-полиэфирным покрытием, что обеспечивает надёжность и стойкость к коррозии.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Столешница	Керамогранитная плитка
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В)	1 465 × 615 × 1 070 мм
Высота шкафа с полностью поднятым стеклом	2 470 мм
Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции	150 мм
Розетки	2 (одна с заземлением)

## Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВд–1500 КГ–С предлагает множество преимуществ, которые делают его надёжным и удобным оборудованием для лабораторий различного профиля:

- Столешница из керамогранитной плитки – практичное решение для большинства химических, биологических и медицинских лабораторий и практикумов.
- Встроенная сантехника – латунный кран с антикоррозионным покрытием и раковина-слив из полипропилена диаметром 135 мм и глубиной 110 мм.
- Двухрамная конструкция с подъёмными рамами и противовесом – обеспечивает удобный доступ к рабочей зоне и безопасность при работе с химическими веществами.
- Освещаемая рабочая зона – встроенная светодиодная лампа с выключателем для комфортной работы.
- Две розетки, одна с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт, степень защиты IP20 – удобство подключения оборудования прямо к шкафу.
- Высокая стойкость к химическим веществам, термоустойчивость и влагостойкость столешницы – долговечность и надёжность в условиях интенсивной работы.
- Специальный бортик высотой 5 мм из алюминия с порошковой окраской – защита от проливаний.
- Регулируемые ножки (0 – 20 мм) – возможность установки шкафа на неровный пол.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Подходит для небольших по размеру помещений.
- Удобно работать сидя или стоя – высота рабочей поверхности от пола равна 85 см.

ШВд–1500 КГ–С является эффективным и практичным решением для оснащения современных лабораторий, обеспечивая безопасность, долговечность и комфорт при работе с химическими и биологическими материалами.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КОРСА
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031626.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031626.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031626.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031626.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	1 505 × 703 × 1 960
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	не более 7
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.