

Вытяжной шкаф Теолаб ШВп-810 КГ

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 60 036 руб. 57 633 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Вытяжной шкаф для муфельных печей Теолаб ШВп-810 КГ

Вытяжной шкаф для муфельных печей Теолаб ШВп-810 КГ — однорамный лабораторный шкаф с керамогранитной столешницей шириной 755 мм и керамогранитным фартуком. Предназначен для безопасного размещения нагревательных приборов: муфельных печей, сушильных шкафов и лабораторных плит.

Рабочая зона закрывается подъёмной рамой с противовесом, высота поднятого стекла над шкафом составляет 510 мм, общая высота при поднятом стекле — 2470 мм. Шкаф оборудован двумя зонами вытяжки — купол вытяжного бокса и уровень столешницы, фланец для подключения к системе вентиляции диаметром 150 мм. Освещение рабочей зоны осуществляется светодиодной лампой, выключатель расположен справа на корпусе рядом с розетками.

Розетки в шкафу две, одна с заземлением, степень защиты IP20, максимальная нагрузка на розетку - 4 кВт. Основание шкафа выполнено на цельносварном металлическом каркасе с порошковой окраской, задняя панель - ЛДСП толщиной 16 мм. Ножки регулируются по высоте от 0 до 2 см для установки на неровном полу.

Столешница и фартук устойчивы к высоким температурам, концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям. Высота рабочей поверхности от пола $-85\,$ см, что удобно для работы стоя.

Особенности

- Однорамный шкаф с подъёмной рамой и противовесом.
- Керамогранитная столешница и фартук, стойкие к высоким температурам и химическим веществам.
- Две зоны вытяжки для эффективной вентиляции.
- Встроенное светодиодное освещение рабочей зоны.
- Две розетки, одна с заземлением, максимальная нагрузка 4 кВт.
- Регулируемые ножки для установки на неровной поверхности.
- Цельносварной металлический каркас и прочная задняя ЛДСП панель.
- Высота рабочей поверхности 85 см для удобной работы стоя.
- Бюджетное и надёжное решение для лабораторий различного профиля.

Технические характеристики

Характеристи	ка	Значение			
Материал стол	пешниці	ы Кера	амогранитна	я плитка	
Высота фартуі	ка	600 мм			
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В) 755 × 710 × 1 073 мм					
Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции					
Розетки	2 (одна	с заземлен	ием)		
Максимальная нагрузка на розетку 4 кВт					



Преимущества

Вытяжной шкаф для муфельных печей Теолаб ШВп-810 КГ обладает рядом преимуществ, которые делают его надёжным и удобным решением для лабораторий:

- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Подходит для небольших по размеру помещений.
- Керамогранитная столешница и фартук устойчивы к высоким температурам, кислотам, щелочам и органическим растворителям.
- Рабочая зона защищена фартуком от теплового воздействия оборудования.
- Удобная высота рабочей поверхности 85 см комфортная работа стоя.
- Однорамная конструкция с подъёмной рамой и противовесом безопасный доступ к рабочей зоне.
- Две зоны вытяжки и фланец Ø150 мм для подключения к вентиляции эффективное удаление вредных паров.
- Освещение рабочей зоны светодиодной лампой улучшает визуальный контроль процессов.
- Две розетки, одна с заземлением, максимальная нагрузка 4 кВт удобство подключения лабораторного оборудования.
- Регулируемые ножки позволяют установить шкаф даже на неровном полу.

ШВп-810 КГ сочетает практичность, безопасность и долговечность, обеспечивая комфортную работу с высокотемпературным лабораторным оборудованием.

Характеристики

Параметр:	Показатель:		
Бренд	КОРСА		
Страна бренда	Россия		
Габариты, мм	812 × 886 × 1 955		
Страна производства	Россия		

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.