

## Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-1

Контейнеры для дезинфекции



**Ваша цена**

Розница  
**574 руб.**

Оптовая цена  
**553 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-1

Контейнер КРОНТ КДС-1 – полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой, предназначенный для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации шприцев, термометров, spatulas, катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого хирургического инструмента и гинекологического инструмента. Контейнер обеспечивает безопасное проведение процедур дезинфекции и защищает персонал от контакта с токсичными растворами.

Конструкция контейнера представляет собой ванну с крышкой и перфорированным поддоном с утеплителем для полного погружения легковсплываемых изделий. Крышка плотно прилегает к всей поверхности ванны, сохраняя необходимую концентрацию рабочего раствора. Наличие множества сливных отверстий обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора. Ручки поддона и крышки имеют удобную форму, отсутствуют острые кромки и места скопления грязи.

Контейнер изготовлен из ударопрочных, нетоксичных, химически стойких полимерных материалов, разрешённых к использованию в медицинских изделиях и устойчивых к длительному воздействию температур при автоклавировании до 134 °С. Использование контейнера безопасно для персонала и позволяет проводить химическую дезинфекцию без непосредственного контакта с растворами.

#### Особенности

- Перфорированный поддон с утеплителем для полного погружения изделий.
- Плотное прилегание крышки обеспечивает сохранение концентрации раствора.
- Удобные ручки поддона и крышки для захвата.
- Отсутствие острых кромок и мест скопления грязи.
- Градуировка объёма на боковой поверхности (0,5 л и 1 л).
- Карман для размещения информации и сопроводительных бумажных носителей.
- Материал устойчив к химическим веществам и длительным температурам.
- Возможность автоклавирования до 134 °С.
- Защита персонала от контакта с токсичными растворами.
- Прочный пластиковый корпус защищает от порезов и проколов.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочий объём	1 ± 0,2 л
Внутренние размеры поддона	180 × 75 × 50 мм
Нагрузка, выдерживаемая перфорированным поддоном	1,2 кг
Срок службы	не менее 3 лет
Цвет	Голубой / Белый
Объём упакованного изделия	0,0046 м <sup>3</sup>
Гарантийный срок	1,5 года со дня реализации
Материал	Ударопрочный, химически стойкий полимер
Автоклавирование	до 134 °С

## Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-1 предлагает аналогичные преимущества в сфере дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, обеспечивая безопасность работы персонала и эффективность обработки:

- Высокая прочность и химическая стойкость — предотвращает повреждение и деформацию при работе с дезинфицирующими средствами.
- Плотное прилегание крышки — сохраняет необходимую концентрацию рабочего раствора и предотвращает распространение вредных паров.
- Перфорированный поддон с утепителем — позволяет полностью погружать легковсплываемые изделия для равномерной обработки.
- Эргономичный дизайн и удобные ручки — обеспечивают комфортное использование и безопасное перемещение контейнера.
- Градуировка объёма на боковой поверхности — упрощает точное измерение дезинфицирующего раствора.
- Совместимость с различными медицинскими изделиями — универсальность использования в лабораториях, кабинетах ЛПУ и аптеках.
- Устойчивость к автоклавированию до 134 °С — допускает стерилизацию паром без риска повреждения материала.
- Защита персонала — предотвращает контакт с токсичными веществами и риск порезов острым инструментом.
- Долговечность и срок службы не менее 3 лет — надёжное решение для многократного использования в медицинской практике.

Контейнер КРОНТ КДС-1 обеспечивает безопасное, удобное и качественное проведение химической дезинфекции и стерилизации, делая его незаменимым инструментом для современных медицинских и лабораторных учреждений.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Для отделения стерилизации
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034027.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034027.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	280 × 155 × 105
<b>Вес, кг</b>	0.5
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.