

## Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-35

Контейнеры для дезинфекции



### Ваша цена

Розница  
**14 216 руб.**

Оптовая цена  
**13 689 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h3>Ёмкость-контейнер<br>для дезинфекции КРОНТ КДС-35 без слива</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <p>Ёмкость-контейнер КРОНТ КДС-35 без слива предназначена для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, включая габаритные хирургические инструменты, наркозо-дыхательную аппаратуру, лабораторную посуду и предметы ухода за больными. Контейнер широко используется в лечебно-профилактических учреждениях, клинических и микробиологических лабораториях, аптеках, а также для дезинфекционной обработки медицинских отходов.</p>
      <p>Корпус выполнен из ударопрочного, нетоксичного и химически стойкого полимера, разрешенного для применения в медицинских изделиях. Конструкция обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора благодаря большому количеству и специальной форме сливных отверстий перфорированного поддона. Эргономичные ручки крышки и поддона удобны для захвата и обработки. Крышка плотно прилегает, предотвращая испарение и распространение вредных паров, что повышает безопасность медицинского персонала.</p>
      <p>Материал контейнера устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и температуре до &#43;65 °С, не окрашивается растворами и не выделяет токсичных соединений. Контейнер защищает от порезов и проколов острым инструментарием, повышая уровень безопасности в медицинской практике.</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h4>Оснащение</h4>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <ul>
        <li>Карман пластиковый для размещения служебной информации.</li>
        <li>Держатель кармана с возможностью крепления на бортике контейнера с любой стороны.</li>
        <li>Комплект бумажных носителей для маркировки.</li>
      </ul>
      <p style="color:red; font-weight:bold;">Этот контейнер не градуируется и не комплектуется утеплителем.</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h4>Технические характеристики</h4>
    </div>
  </div>
```

```

</div>
<div class="content_col">
<div class="content-area">
<table>
<tr>
<th>Характеристика</th>
<th>Значение</th>
</tr>
<tr>
<td>Рабочий объём</td>
<td>35 ± 7 л</td>
</tr>
<tr>
<td>Внутренние размеры поддона</td>
<td>680 × 320 × 190 мм</td>
</tr>

<tr>
<td>Нагрузка на перфорированный поддон</td>
<td>15,0 кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Максимальная температура эксплуатации</td>
<td>≤ 65 °C</td>
</tr>
<tr>
<td>Срок службы</td>
<td>не менее 3 лет</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

```

<meta name="keywords" content="ёмкость-контейнер КРОНТ КДС-35, контейнер для дезинфекции,
контейнер для стерилизации, контейнер без слива, медицинская ёмкость КРОНТ, дезинфекционный
контейнер">
<meta name="description" content="Ёмкость-контейнер КРОНТ КДС-35 без слива для дезинфекции и
стерилизации медицинских изделий. Полимерный корпус, перфорированный поддон, удобная
крышка, объём 35 л, срок службы не менее 3 лет.">
<meta name="title" content="Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-35 без слива – купить,
характеристики, назначение">

```

## Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-35 обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным решением для стерилизации и хранения инструментов:

- Изготовлен из высококачественных медицинских сплавов – устойчив к многократным циклам стерилизации.
- Коррозионная стойкость – сохраняет эксплуатационные свойства даже при длительном использовании.
- Оптимальные размеры – подходит для большинства стерилизаторов и удобен в обращении.
- Перфорированная крышка и корпус – обеспечивают равномерную подачу стерилизующего агента.
- Надёжная система фиксации крышки – предотвращает случайное открывание во время транспортировки и хранения.
- Карман для маркировки и комплект бумажных носителей – удобство идентификации содержимого.
- Универсальность применения – подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях и ветеринарных клиниках.
- Удобство дезинфекции – конструкция позволяет легко и качественно обрабатывать контейнер после каждого цикла.

Контейнер обеспечивает безопасность, гигиеничность и удобство при стерилизации и хранении медицинских инструментов.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

КРОНТ

Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005826.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005826.pdf</a>
Габариты, мм	880 × 475 × 240
Вес, кг	7
Страна производства	Россия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.