

## Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-5

Контейнеры для дезинфекции



### Ваша цена

Розница  
**1 125 руб.**

Оптовая цена  
**1 083 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:

- Акция

## Описание

### Контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-5

Контейнер КРОНТ КДС-5 – полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой, предназначенный для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации шприцев, термометров, шпателей, катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого хирургического инструмента и гинекологического инструмента. Контейнер обеспечивает безопасное и эффективное проведение дезинфекционных процедур и подходит для оснащения кабинетов ЛПУ, лабораторий, аптек, а также для обработки медицинских отходов.

Для полного погружения легковсплываемых изделий контейнер комплектуется утопителем. Эргономичная конструкция крышки и ручек поддона обеспечивает удобный захват, плотное прилегание крышки и сохранение необходимой концентрации рабочего раствора. Большое количество сливных отверстий обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора, отсутствуют острые кромки и места скопления загрязнений.

Контейнер изготовлен из ударопрочных, химически стойких, нетоксичных полимерных материалов, разрешённых к применению в медицинских изделиях, устойчивых к воздействию температур при автоклавировании до 134 °С. Использование контейнера повышает безопасность работы медицинского персонала, предотвращает контакт с токсичными растворами и защищает от порезов и проколов острым инструментом. На [Тележке для размещения контейнеров КРОНТ &nbsp;TK&minus;01](#) возможно одновременное перемещение двух контейнеров КДС-5.

### Особенности

- Полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой.
- Комплектуется утопителем для полного погружения изделий.
- Эргономичные ручки поддона и крышки.
- Плотное прилегание крышки для сохранения концентрации раствора.
- Множество сливных отверстий для ускоренного стекания раствора.
- Отсутствие острых кромок и мест скопления грязи.
- Градуировка объёма на поддоне (2, 3, 4 и 5 л).
- Ударопрочный, химически стойкий, нетоксичный материал.
- Устойчивость к температуре до 134 °С (автоклавирование).
- Обеспечивает безопасность персонала при дезинфекции и стерилизации.
- Возможность перемещения на Тележке КРОНТ ТК-01.
- Карман для размещения информации и держатель кармана.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочий объём	5 ± 1,0 л
Внутренние размеры поддона	260 × 175 × 120 мм ± 10
Масса	не более 1,2 кг
Нагрузка на перфорированный поддон	3,0 кг
Цвет	Голубой / Белый

Срок службы 3 года

Максимальная температура автоклавирования 134 °C

## Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-5 предлагает ряд преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасной и эффективной дезинфекционной обработки медицинских изделий:

- Ударопрочный и химически стойкий материал – обеспечивает долговечность и устойчивость к дезинфицирующим средствам и автоклавированию до 134 °C.
- Перфорированный поддон с утепителем – позволяет полностью погружать легковсплываемые изделия в рабочий раствор.
- Эргономичная конструкция крышки и ручек поддона – облегчает захват и транспортировку, обеспечивает плотное прилегание крышки.
- Множество сливных отверстий – ускоряет стекание раствора и предотвращает накопление загрязнений.
- Градуировка объёма на боковой поверхности поддона – упрощает дозирование рабочего раствора без дополнительных мерок.
- Карман для сопроводительной информации и держатель кармана – удобство маркировки и контроля содержимого.
- Безопасность персонала – минимизация контакта с токсичными растворами и защита от порезов и проколов острым инструментом.
- Возможность перемещения на [Тележке КРОНТ &nbsp;TK-01](#) – удобство транспортировки нескольких контейнеров одновременно.
- Компактные габариты – удобство хранения в медицинских кабинетах, лабораториях и аптечных помещениях.
- Соответствие нормативам и стандартам – использование в ЛПУ, лабораториях и других медицинских учреждениях безопасно и эффективно.

Контейнер КРОНТ КДС-5 обеспечивает надёжность, эргономичность и удобство в клинической практике, повышая эффективность дезинфекционной обработки медицинских изделий.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Для отделения стерилизации
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027903.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027903.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	400 × 285 × 165
<b>Вес, кг</b>	1.2
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.