

Защитный одноразовый комбинезон (размер L)

Медицинские халаты и костюмы



- Размер: L, XL, XXL



Не поставляется

Описание

Защитный одноразовый комбинезон (Каспер)

Комбинезоны одноразовые предназначены для индивидуальной защиты медицинского персонала от контакта с кровью, выделениями, биологическими жидкостями в условиях биологического заражения.

Цельный защитный комбинезон с фиксацией области головы, запястья и лодыжки и наличием центральной застёжки-молнии. Исключительный комфорт благодаря использованию лёгких, дышащих, гибких материалов.

Комбинезон выполнен из спанбонда (полипропиленового нетканого материала) плотностью 40 г/м². Комбинезон устойчив к высокой влажности, не поддается стиранию, выдерживает серьёзные перепады температур и не накапливает статического электричества.

Таблица размеров

Размер

Обхват груди, см

Рост, см

S (40-42)
M (44-46)

92-96

170-176

L (48-50)
XL (52-54)

108-112

182-188

XXL (56-58)
XXXL (60-62)

124-128

188-194

Преимущества

- Имеет очень лёгкий вес, благодаря чему не ощущаются на теле.
- Не портится длительное время.
- Не мнётся даже при длительном хранении.
- На поверхности изделий не оседает статическое электричество.
- Остаётся прочными при намокании.
- Можно носить при различных температурах.
- Не подвержен воздействию щелочей, кислот.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ивановская текстильная компания
Страна бренда	Россия
Размер	L, XL, XXL

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.