

Жёсткие медицинские носилки DDJ-6C с подголовником

Медицинские носилки



Ваша цена

Розница

21 425 руб.

Оптовая цена

20 570 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Особенности носилок: можно использовать вместе с фиксатором головы

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Жёсткие медицинские носилки DDJ-6C с ремнями и подголовником

Медицинские носилки Defeng DDJ-6C – это жёсткая щитовая модель из прочного пластика, предназначенная для безопасной иммобилизации и транспортировки пострадавших в экстренных условиях. Конструкция обеспечивает надёжную фиксацию тела и исключает дополнительное травмирование при перемещении пациентов с повреждениями позвоночника и других жизненно важных зон.

В комплект входят три фиксирующих ремня и анатомический подголовник, который обеспечивает дополнительную стабилизацию головы и предотвращает смещения при транспортировке. Комплект поставляется в готовом к использованию виде и подходит для большинства спасательных и медицинских ситуаций.

Щит изготовлен из прочного HDPE-пластика, устойчивого к влаге, механическим повреждениям и воздействию химических веществ. Конструкция совместима с диагностическим оборудованием: допускается проведение рентгена, КТ и МРТ прямо на носилках без необходимости перекладывания пациента.

Преимущества

Преимущества жёстких носилок Defeng DDJ-6C

- В комплект входит подголовник – для надёжной фиксации головы пострадавшего при транспортировке.
- Щитовая конструкция из прочного пластика обеспечивает устойчивость к нагрузкам и механическим повреждениям.
- Совместимость с рентгеновским, МРТ и КТ-оборудованием – позволяет проводить обследование без перемещения пациента.
- Три ремня в комплекте – надёжная фиксация тела и предотвращение смещений при транспортировке.
- Водо- и химически устойчивые материалы – подходят для использования в различных погодных и санитарных условиях.
- Лёгкость дезинфекции – гладкая поверхность легко очищается и обрабатывается антисептиками.
- Продуманная эргономика – форма носилок повторяет анатомические изгибы тела для повышения комфорта пострадавшего.
- Возможность использования при спасении на воде – материалы не тонут и не теряют прочности при намокании.
- Удобные прорези-ручики – облегчают захват и транспортировку несколькими спасателями.
- Совместимость с фиксатором для головы – повышает уровень иммобилизации при травмах

шейного отдела.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Jiangsu Defeng Medical Equipment

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение, Для скорой помощи

Особенности носилок

можно использовать вместе с фиксатором головы

Габариты, мм

1850 × 410 × 60

Вес, кг

6.5

Вес в упаковке, кг

8

Габариты в упаковке, см

187 × 45 × 8

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.