

## Аппарат ультразвуковой терапии Мед ТеКо УЗТ-1.01 Ф

Ультразвуковая терапия    Арт. УЗТ - 1.01Ф



- Тип УЗТ-аппарата: моночастотный (1 частота)
- Частота колебаний, МГц: 0,88
- Режим работы: импульсный, непрерывный
- Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см<sup>2</sup>: 0,05...1

*Мед ТеКо*

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2012/13549 от 09.07.2019**

## Описание

### Аппарат ультразвуковой терапии «УЗТ-1.01 Ф – Мёд ТеКо»

«УЗТ-1.01 Ф – Мёд ТеКо» – это одночастотный аппарат ультразвуковой терапии, генерирующий УЗ-колебания на частоте 0,88 МГц. Можно выбрать режим излучения ультразвука – непрерывный или импульсный.

Устанавливаемые значения таймера: 2-12 минут с шагом 2 минуты.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2012/13549 от 22.06.2012.

Комплект поставки

- Электронный блок.
- Сменные излучатели: 0,88-1.01Ф (площадь 1 см<sup>2</sup>) и 0,88-4.01Ф (площадь 4 см<sup>2</sup>).
- Соединительный кабель.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.

Показания к применению

- Воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом (артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит).
- Последствия травм и повреждений костно-мышечной системы.
- Воспалительные заболевания периферических нервов (невропатии, невралгии).
- Хронические неспецифические заболевания бронхолегочной системы (хронический бронхит, плеврит).
- Заболевания органов пищеварения (хронический гастрит, гастродуоденит, бульбит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).
- Заболевания мочеполовой системы (аднексит, воспаление мочевого пузыря, лактационный мастит).
- Заболевания ЛОР-органов и глаз.
- Стоматологические заболевания (пародонтоз, пародонтит, артрозоартрит височно-нижнечелюстного сустава, альвеолит, постпромбирочные боли).
- Склеродермия и псориаз.
- Трофические язвы.

### Преимущества «УЗТ-1.01 Ф – Мёд ТеКо»

- Удобное меню управления и контроля с ЖК-дисплеем.
- Наличие контроля контакта с телом пациента.
- Современный дизайн.
- Малый вес и габариты аппарата.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	УЗТ - 1.01Ф
Бренд	Мед ТеКо
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Тип УЗТ-аппарата	моночастотный (1 частота)
Частота колебаний, МГц	0,88
Режим работы	импульсный, непрерывный
<b>Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см<sup>2</sup></b>	0,05...1
Габариты, мм	260×100×215
Вес, кг	3
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	50
Страна производства	Россия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.