

Бактерицидная лампа LEDVANCE TIBERA UVC 15W G13

Бактерицидные лампы для облучателей



Ваша цена

Розница
190 руб.

Оптовая цена
180 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип цоколя: G13
- Материал цоколя: металлический

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Бактерицидная лампа LEDVANCE TIBERA UVC 15W G13

Лампа UVC 15W предназначена для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения длиной волны 253,7 нм в бактерицидных облучателях.

Срок службы лампы до 10800 часов.

Колба лампы выполнена из увиолевого стекла. Лампа не генерирует озон, что позволяет использовать их в присутствии людей.

Преимущества

Преимущества LEDVANCE TIBERA UVC 15W

- Высокая интенсивность ультрафиолетового излучения типа С.
- Большой срок службы.
- Колба из увиолевого стекла.
- Не выделяется озон.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	LEDVANCE
Страна бренда	Германия
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Бактерицидный поток, Вт	5,1

Срок службы УФ-ламп, часов	10800
----------------------------	-------

Тип цоколя	G13
------------	-----

Материал цоколя	металлический
-----------------	---------------

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.