

Бактерицидный УФ-облучатель TAGLER ОБН-150ТС с таймером

Бактерицидные облучатели открытого типа



Ваша цена

Розница

10 300 руб.

Оптовая цена

10 200 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Бактерицидный поток, Вт: 24
- Производительность, м³/ч: 120
- Лампы входят в комплект: да, входят

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2022/17837 от 26.07.2022

Описание

Бактерицидный облучатель TAGLER ОБН-150ТС с таймером

Ультрафиолетовый бактерицидный настенный облучатель открытого типа ОБН-150ТС компании «ТАГЛЕР» предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях в отсутствие людей.

Источником излучения являются две бактерицидные УФ-лампы (входят в комплект поставки) с длиной волны 253,7 нм. Оболочка лампы выполнена из специального стекла с внутренним защитным покрытием, которое отфильтровывает спектральную линию 185 нм, вызывающую образование озона.

Внимание! Облучатель нельзя использовать, если в помещении есть люди или домашние животные.

После включения у оператора будет время, чтобы уйти из комнаты. Отсрочка работы и интервал облучения задаются на встроенном таймере. У прибора есть четыре фиксированных времени работы: 10, 15, 20 и 30 минут. Также можно задать произвольный интервал, в том числе непрерывную работу.

Облучатель можно повесить на стену, для этого предусмотрено отверстие для подвески.

Для увеличения обрабатываемых площадей и улучшения качества противомикробной обработки, можно приобрести передвижную стойку. Облучатель подвешивается на стойку посредством штатных отверстия для крепления на стену.

Корпус выполнен из стали, покрытой порошковой краской.

ОБН-150ТС предназначен для обеззараживания воздуха помещений лечебных организаций ультрафиолетовым бактерицидным излучением в отсутствие людей на этапе подготовки помещения к работе в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий для снижения микробной обсемененности воздуха в соответствии с руководством Госсанэпиднадзора Минздрава России Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».

Преимущества

Преимущества облучателя TAGLER ОБН-150ТС

- Встроенный таймер позволяет контролировать время работы. Можно установить непрерывный режим работы.
- Прочный металлический корпус можно обрабатывать дезинфицирующими средствами.
- Полностью готов к работе.
- Цоколь подходит под большинство современных ультрафиолетовых ламп.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	2
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Бактерицидный поток, Вт	24
Бактерицидное облучение на расстоянии 1 м, Вт/м ²	1
Производительность, м ³ /ч	120
Способ крепления	на подставку, на стену
Уровень шума, дБ	30
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с таймером, со счётчиком наработки часов
Габариты, мм	1060×100×92
Вес, кг	6
Электропитание, В	220±22
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.