

Бытовой дистиллятор Stegler BL 9803

Дистилляторы Арт. BL9803



Ваша цена

Розница
10 570 руб.

Оптовая цена
10 150 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: входит в комплект
- Производительность, л/ч: 1
- Объем водосборника, л: 3,7

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Аквадистиллятор STEGLER BL 9803

██████ Аквадистиллятор STEGLER BL 9803 — это небольшой настольный дистиллятор в корпусе из пластика и с пластиковой колбой водоприёмника. Он предназначен для использования там, где не нужен большой объём воды — для маленьких лабораторий, аптек, ветеринарных клиник или для домашнего использования. ██████

██████ Компания «НВ-Лаб» поставяет широкий спектр дистилляторов. Но для дома и небольших лабораторий бытовой дистиллятор BL — оптимальное решение по соотношению цена/качество и, самое главное, он не требует специальных навыков работы. ██████

██████ В качестве исходной воды необходимо использовать умягчённую питьевую воду, которая должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и пройти специальную обработку в фильтре с катионообменной смолой для снижения жёсткости воды. ██████

██████ При включении в розетку дистиллятор сразу начинает работу, поэтому перед включением убедитесь, что в нём есть вода. Когда вода закончится, дистиллятор выключится самостоятельно. После остывания можно запустить повторный цикл. Налейте в аквадистиллятор воду, закройте крышку, и нажмите кнопку «ВКЛ». ██████

Внимание: кнопка работает только на включение. Чтобы выключить дистиллятор во время работы, надо выдернуть вилку из розетки (или он выключится сам, когда в нём не останется воды). ██████

██████ Вода в аквадистилляторе BL проходит дополнительную очистку с помощью угольного фильтра. В зависимости от частоты использования необходимо менять его каждые 3-5 месяцев. ██████

██████ Модель была разработана итальянскими инженерами и производится под их контролем на крупном заводе в Шанхае. Дистилляторы BL широко продаются в Италии (под различными торговыми брендами) и по всему миру. ██████

██████ Наша компания — официальный поставщик BL 9803. Мы проводим все гарантийные и сервисные работы. Рекомендуем приобретать данный дистиллятор у нас либо у наших дилеров. ██████

Комплектация STEGLER BL 9803

- Ёмкость для сбора дистиллированной воды.
- Колпачок на горло ёмкости для сбора дистиллированной воды.
- Крышка на горло ёмкости.

- Угольный фильтр-картридж.
- Резиновый уплотнитель, который установлен в крышке корпуса.
- Чистящее средство.
- Провод электропитания.

Преимущества

Преимущества STEGLER BL 9803

- Не требует специального подключения (в отличие от большинства дистилляторов, которые необходимо подключать к системе водоснабжения, электричества и заземления), его достаточно включить в обычную розетку.
- Можно разместить на столе и при необходимости убрать в шкаф.
- Прост в эксплуатации, не требует обучения.
- Надёжен в работе, имеет гарантию.
- Отличное соотношение цена-качество.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	BL9803
Бренд	Stegler
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	1
Объём водосборника, л	3,7
Габариты, мм	270x280x390
Вес, кг	3.6
Потребляемая мощность, Вт	750
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.