

Процедурные часы НанЭМА ПЧ-3

Дополнительное оборудование Арт. ПЧ-3



Ваша цена

Розница

12 870 руб.

Оптовая цена

12 375 руб.



В наличии

Области применения:

- Здоровохранение

НДС не облагается

- Тип секундомера: Электронный (работает от сети или батареек)

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10282 от 11.03.2011

Описание

Процедурные часы ПЧ-3

Процедурные часы предназначены для контроля длительности процедур в медицинских учреждениях. По окончании заданного времени прозвучит сигнал. Можно одновременно отсчитывать интервалы 10 процедур. Установка таймера: от 1 до 60 минут.

Часы работают от бытовой электрической сети или от 2 батареек типа АА (пальчиковых) по 1,5 В.

В комплект часов ПЧ-3 входят 10 пронумерованных штырьков, плавкая вставка, паспорт.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2011/10282 от 11.03.2011.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

ПЧ-3

Бренд

Новоаннинский завод ЭМА

Страна бренда

Россия

Отрасли

Здоровохранение, Реабилитация

Тип секундомера

Электронный (работает от сети или батареек)

Электропитание, В

220

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.