

Электрод для детей PG10S/RU7959P к дефибриллятору ДА-Н-01

Дефибрилляторы



Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010

AXION
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
с 1970 года

Под заказ

Описание

Электрод PG10S/RU7959P для дефибриллятора ДА-Н-01, для детей

Многофункциональный электрод PG10S/RU7959P не стерилен и рекомендован для одноразового использования. Предназначен для проведения реабилитационных действий для детей в исполнении перёд.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010.

Совместим с дефибриллятором [Аксион ДА-Н-01](#).

Повторное применение влияет на точность измерений и чревато загрязнением и распространением инфекций. Не рекомендуется использовать высохшие электроды.

Запрещено чистить электроды спиртосодержащими соединениями и растворителями. Электроды с истёкшим сроком службы подлежат утилизации.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Аксион

Страна бренда

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.