

## Фармацевтический холодильник POZIS XF-280 (с металлической дверцей)

Медицинские и фармацевтические холодильники



**Ваша цена**

Розница

**53 601 руб.**

Оптовая цена

**52 261 руб.**

POZIS XF-280

В наличии

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические, прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Общий объём, л: 280
- Объём холодильной камеры, л: 2×140

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

### Описание

#### Фармацевтический холодильник POZIS XF-280

Фармацевтический холодильник POZIS XF-280 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре от +2 до +15 °C.

Выпускается в трёх вариантах:

- с двумя металлическими сплошными дверями;
- с верхней стеклянной прозрачной дверью и нижней металлической;
- с двумя стеклянными дверями.

Двери холодильника снабжены замком.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS XF-280 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 1,42 кВт×ч/сутки.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

POZIS

Страна бренда

Россия

Тип холодильника

фармацевтический

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Форм-фактор холодильника       | высокий (напольный)                    |
| Дверцы                         | непрозрачные металлические, прозрачные |
|                                | стеклянные                             |
| Температура в холодильнике, °C | 2-15                                   |
| Общий объём, л                 | 280                                    |
| Объём холодильной камеры, л    | 2×140                                  |
| Количество компрессоров, шт    | 2                                      |
| Габариты, мм                   | 1683×610×600                           |
| Вес, кг                        | 84                                     |
| Габариты в упаковке, см        | 1683×610×600                           |
| Электропитание, В              | 220                                    |
| Потребляемая мощность, Вт      | 320                                    |
| Страна производства            | Россия                                 |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.