

## Медицинский морозильник POZIS MMH-200

Медицинские морозильники    Арт. 411YV



- Температура в морозильной камере, °C: -50...-86
- Общий объём, л: 193
- Объём морозильной камеры, л: 193

POZIS

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2016/4688 от 01.02.2023**

### Описание

#### Медицинский морозильник POZIS MMH-200

Низкотемпературный медицинский морозильник POZIS MMH-200 предназначен для хранения замороженной плазмы крови, ферментов и биологических образцов при температурах от -86 до -50 °C.

Имеет большой объём морозильной камеры — 193 л. Внутренний объём подразделяется на 5 отделений. Увеличенный слой теплоизоляции из пенополиуретана позволяет поддерживать низкие температуры в камере морозильника, не увеличивая расхода электроэнергии.

Оснащён микропроцессорным блоком управления. При отклонении от установленной температуры происходит срабатывание аварийной световой сигнализации.

Для осуществления контроля температурного режима во время хранения термолабильной продукции, морозильник снабжён микрологгером температуры, который установлен в USB-разъём и нужен для климатического контроля и архивирования результатов измерения.

Морозильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

### Характеристики

| Параметр:                            | Показатель:                |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Артикул                              | 411YV                      |
| Бренд                                | POZIS                      |
| Страна бренда                        | Россия                     |
| Дверцы                               | непрозрачные металлические |
| Температура в морозильной камере, °C | -50...-86                  |
| Общий объём, л                       | 193                        |
| Объём морозильной камеры, л          | 193                        |
| Количество компрессоров, шт          | 1                          |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Хладагент                 | 404a         |
| Габариты, мм              | 1810×860×730 |
| Вес, кг                   | 151          |
| Электропитание, В         | 220          |
| Потребляемая мощность, Вт | 600          |
| Страна производства       | Россия       |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.