

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-15C (без стойки)

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница

7 500 руб.

Оптовая цена

7 150 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 60
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 15-20
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/11444 от 28.07.2020

Описание

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-15C

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-15C закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей. Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей.

Может поставляться либо отдельно (и тогда его можно повесить на стену), либо в комплекте со стойкой.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №8470; РЗН 2020/11444 от 28.07.2020.

Источник излучения — две бактерицидных ультрафиолетовых лампы, которые не выделяют озон и безопасны для длительного использования.

Корпус облучателя сделан из стали, покрытой специальной порошковой краской, которая устойчива к дезинфицирующим средствам.

В зависимости от объёма и категории помещений рекомендована следующая длительность обработки

Объём помещений, м³
Рекомендуемое время обработки (не менее, мин.)

Жилые квартиры, курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ

Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

Палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (помещения III категории)

до 60

60

90

120

от 61 до 120

120

180

240

Пример: для эффективной обработки помещения игровой комнаты площадью 35 м² и высотой потолка 3 м (объем помещения — 105 м³) требуется не менее 180 мин работы рециркулятора.

Если вам нужно обеззаразить помещение большой площади, то обратите внимание на более мощную модель рециркулятора: Defender 3-15C (с тремя лампами). Для небольших помещений есть Defender 1-15C (с одной лампой).

Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (лицензия Росздравнадзора на производство медтехники №8470; ФС-99-04-007134).

Преимущества

Преимущества TAGLER Defender 2-15C

- Defender 2-15C закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Источник излучения — ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимум в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 8000 часов.
- Корпус можно обрабатывать любыми бытовыми чистящими средствами.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	2
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Производительность, м ³ /ч	60
Рекомендуемый объем помещений, м ³	60-90
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ²	15-20
Способ крепления	на подставку, на стену
Уровень шума, дБ	30

Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	600×160×122
Вес, кг	4.2
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	55
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.