

Офтальмологический стол с электроприводом TAGLER CO-1

Столы под оборудование



Ваша цена

Розница

26 824 руб.

Оптовая цена

25 752 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив
- Новинка

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2022/17028 от 27.04.2022

Описание

Офтальмологический стол с электроприводом TAGLER CO-1

Передвижной стол с электроприводом TAGLER CO-1 предназначен, в первую очередь, для офтальмологических кабинетов. Он удобен для размещения щелевой лампы или других офтальмологических приборов. Чтобы поднять или опустить лампу в соответствии с ростом пациента, достаточно нажать кнопку под столешницей.

Стол TAGLER CO-1 прошёл регистрацию в Росздравнадзоре (удостоверение № РЗН 2022/17028 получено 27.04.2022).

Максимальное удобство использования

Минимальная высота стола — 665 мм, максимальная — 835 мм, он подойдёт для обследования как взрослых, так и детей.

Кнопка включения/выключения расположена на ножке стола, клавиши регулировки высоты под столешницей. Они большие, сделаны в виде рычагов и их легко нажимать не глядя. Рядом с ними есть небольшой пластиковый ящик для хранения мелочей (95×300×60 мм).

Стол можно разместить в небольшом помещении: размер столешницы: 550×480 мм, а максимально допустимая нагрузка составляет 55 кг. Все колёсики стола снабжены механическими стопперами, так что его очень легко зафиксировать на месте.

На опоре стола есть розетка, в которую можно включить приборы. Это минимизирует количество проводов — к розетке будет идти только провод от самого столика.

Лёгкость сборки

Стол TAGLER CO-1 поставляется в разобранном виде. В комплект входят ключи, инструкция и необходимая фурнитура для сборки.

Технические характеристики	Стол с электроприводом TAGLER CO-1
Минимальная высота стола, мм	665± 4
Максимальная высота стола, мм	835± 4
Размер столешницы, мм	550×480±4
Толщина столешницы, мм	25±2
Скорость изменения высоты стола, при подъёме без нагрузки, мм/с	12±1
Максимальная нагрузка, устанавливаемых приборов, кг	55± 3
Грузоподъёмность макс, кг	60± 5

Масса стола без упаковки, кг	18
Потребляемая мощность, не более Вт	180
Длина кабеля электропитания, мм	1600±4
Параметры сети	220 В ±10 %, частота 50 Гц
Диаметр колёс, мм	50
Способ фиксации	4 механических стопора

Преимущества

Преимущества стола TAGLER CO-1

- Компактный столик для приборов, выдерживает достаточно большую нагрузку (до 55 кг).
- Мобильный, легко перемещать даже с тяжёлыми приборами.
- Диапазон изменения высоты до 17 см.
- Розетка на опоре.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	835×550×480
Вес, кг	18
Вес в упаковке, кг	20
Габариты в упаковке, см	630×520×280
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.