

## Парафинонагреватель TAGLER ПН 10-ТАГЛЕР

Теплотерапия



### Ваша цена

Розница  
**19 400 руб.**

Оптовая цена  
**18 624 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здоровохранение

С учетом НДС 20 %

- Рабочий объём, л: 10
- Нагреваемый материал: озокерит, парафин
- Диапазон температуры нагрева, °C: 35-95

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Парафинонагреватель TAGLER «ПН 10-ТАГЛЕР»

Парафинонагреватель «ПН 10-ТАГЛЕР» применяется для нагрева и расплавления парафина, озокерита или их смеси при проведении лечебных процедур.

Состоит из внутреннего алюминиевого бака, изготовленного из пищевого алюминия и наружного металлического корпуса. К наружной поверхности бака плотно прилегает плоский электронагреватель. Бак парафинонагревателя закрывается крышкой. Слив парафина из бака производится с помощью крана.

Автоматическое поддержание температуры обеспечивается датчиком-реле температуры. Терморегулятор обеспечивает плавную регулировку температуры от 35 до 95 °C. В зависимости от количества материала, заданная температура может достигаться за 60-90 минут.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Рабочий объём, л	10
Нагреваемый материал	озокерит, парафин
Диапазон температуры нагрева, °C	35-95
Габариты, мм	345×345×360

<b>Вес, кг</b>	4.5
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	400
<b>Страна производства</b>	Россия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.