

Проекционный анализатор поля зрения ЗОМЗ АППЗ-01

Периметры и анализаторы поля зрения

Арт. АППЗ-01



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05118 от 17.06.2009

Описание

Проекционный анализатор поля зрения ЗОМЗ АППЗ-01

Анализатор предназначен для определения границ световой и цветовой чувствительности сетчатки в условиях световой и цветовой адаптации для дневного, сумеречного и ночного зрения. С его помощью можно определять границы поля зрения и устанавливать наличие выпаданий участков поля зрения.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/05118 от 17.06.2009.

Параметр ЗОМЗ АППЗ-01	
Ширина испытательного поля-дуги, мм	80
Длина испытательного поля-дуги, мм	300
Яркость дуги для дневного зрения, кд/м ²	5
Яркость дуги для сумеречного зрения, кд/м ²	0,2
Яркость дуги для ночного зрения, кд/м ²	0,0002
Размеры испытательных объектов (световых пятен), мм	10; 5; 3; 1
Яркость белых испытательных объектов, кд/м ²	16; 4; 1,0; 0,48; 0,12; 0,03; 0,00048; 0,00012; 0,00003

Цвета испытательных объектов

белый, красный, зелёный, синий

Поворот дуги, град

±90

Перемещение испытательного объекта по дуге от неподвижной фиксации точки, град

от -95 до +95

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

АППЗ-01

Бренд

ЗОМЗ

Страна бренда

Россия

Тип прибора

стационарный

Габариты, мм

630×610×690

Вес, кг

25

Электропитание, В

220±22

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.